



Airwheel H3TS+

USER MANUAL

Airwheel H3TS+

FREE INTELLIGENT LIFE

EN / 01-24

FR / 25-48

IT / 49-72

DE / 73-96

ES / 97-120



Airwheel H3TS+

EN USER MANUAL

Diagram



Packing list

H3TS+	1 unit	Charger	1 piece
Instruction	1 unit	Accessory	1 set
Headrest	1 unit		

User Instructions:

1. Take out the accessory box at the rear of the wheelchair

Open the wheelchair carton, take out the wheelchair and place it gently on the floor, then take out the accessory box at the rear of the wheelchair (see Picture 1-1) and remove the cardboard near the motor lock. Turn the motor lock to drive mode (see Picture 1-2). Contents in the paper box: a Charger, controller, user manual, plastic tie and assembling tools etc.



1-1



clutch handle

1-2

2. Install the joystick

The joystick could be installed on the left or right armrest freely, according to user's habit

- ① Fix the joystick groove with screw and tighten the screw (Figure 2-1)
- ② Insert the joystick into the groove and tighten the screw. (Figure 2-2)
- ③ Connect the wires and fix the wires with cable ties. (Figure 2-3)



2-1

The joystick groove



2-2

The joystick assembly

Screw




2-3

The joystick wiring

3. Turn on the main power


After completing the above steps, turn on the power. The main power switch and charging port are located behind the battery compartment (Picture3-1).



4. Unfold the wheelchair


Press and hold the up/extension button 1 on the controller for 3 seconds in the off state (as shown in Figure 4-1). When the controller panel lights up. Release the button when the “Drip” sound appears, wait for the wheelchair to automatically expand. After the expansion is completed, press ③ to exit the expansion and contraction.

Turn on the power switch ④ and start to use (Figure 4-1).



Notes:

If the wheelchair cannot be folded automatically due to a malfunction of the electrical parts, please use the given tools to remove the screws located at the rear of the wheelchair (see Picture 4-2) to fold/unfold it manually.



Specifications

Main Technical Parameters

Size	1076X620X987mm (controller size not included)	Item weight	~28.0kg (without battery)
Folding size	842X620X560mm (controller size not included)	Max. load	130kg
Rotation radius	1.2m	Battery weight	3kg
Standard max. speed	6Km/h	Climbing capacity	≥ 6°
Braking performance	≤ 1.5m	Slope capacity	about 9°
Charging time	about 5H	Battery	lithium 25.2V 524Wh
Input voltage	AC110–220V	Applicable temperature	–15°C ~50°C
Over-obstacle capacity	≥ 40mm	Trench crossing capacity	100mm
Front wheel	8 inch	Rear wheel	12.5 inch, inflatable tire
Motor	Dual-drive brush motor with clutch pull rod. Power: 200W; voltage: 24V;		
Automatic folding function	a key to automatically contract and extend		

Warning

Please do not throw away the waste battery, so as not to pollute the environment. The waste lithium battery of the product is to be recycled by the enterprise or dealer, and the government designated outlets.


Installation and usage

1. Battery disassembly instructions

When removing the battery case, first make sure that the main power switch is off. Unplug the battery bus connector (as shown in Figure 1-1), press the spring clip and pull out the battery case (Figure 1-2); when the battery is installed, insert the battery box directly until the spring clips the battery box, then put Insert the battery bus plug into the battery bus jack.

Note:

1. Pay attention to the front and back of the battery case, and the side with the sticker facing up.
2. When the battery bus is plugged in and out, please align the card slot with the protrusion (as shown in Figure 1-3).
3. Do not touch the main wires and charging port with metal objects when the main battery switch is turned on, to prevent damage to accessories and danger.




2. Main power switch

When the indicator is on, H3TS+ is powered on, and when it's off, H3TS+ is powered off.

Tip: Please turn off power to prevent the battery from over-discharging if riders don't use it.

3. Battery charging instructions

Please connect the charger to the wheelchair before connecting it to the AC power while charging. Please align the notch on the charger (See Picture 3-1) with the protruding part of the charging port (See Picture 3-2), insert and tighten the fixing cap for connection. Please loosen the fixing cap before removing the charger from the wheelchair.



4. Left and Right Joystick Exchange

Disconnect the joystick cable (Figure 4-1) and loosen the screw to remove the joystick (Figure 4-2). Remove notch of one side of the joystick (Figure 4-3), turn it 180 degrees to the other armrest position, tighten the screw to secure the joystick (Figure 4-4), then insert the joystick into the notch. Attach the screw (Figure 4-5), reconnect the joystick wiring, and finally attach the joystick cable with the cable ties (Figure 4-6).



5.Controller instruction

In each gear, the joystick thrust value is between 0 to 100, 0 indicates that the joystick does not move, 100 indicates the joystick has largest thrust value in a single direction. The greater the thrust, the faster the speed.



USB output interface manual

Unscrew the protective cover and insert the USB charging cable to charge electronic products with a voltage of DC-5V(Please use the original charging cable of the product to be charged.)

When the wheelchair is charging

1. Connect the charger (Included: Charger, Plug)
2. Open the armrest on the side of the controller for easy charging
3. First connect the input end plug of the charger to the charging jack of the battery properly, and then connect the input end of the charger to the AC power supply
4. When the charging indicator of the charger is red, Indicates that the battery is charging, When the green light is on, it can be fully charged in about 15 minutes

Precautions:

- When charging, please align the card slot of the charger plug with the raised part of the charging jack to insert the connection, and then rotate the fixed cover to the appropriate position.
- Before use, please carefully check whether the rated input voltage of the charger is consistent with the grid voltage
- Before use, please carefully check that the charger socket and the connector of the charging port are dry and complete, and there is no damage

• LED display

Wheelchair gear / mode description

Wheelchair speed is adjustable in 5 speeds: D1, D2, D3, D4, D5



DR in gear / mode area indicates entering remote mode; DF indicates entering folding mode; B means the wheelchair Bluetooth is connected with the APP or Bluetooth wireless remote control; E01–E16 corresponding error code; A01–A16 corresponding alarm code

• Adjust the backrest angle

Press the "Power Switch" button to turn on the power of the controller, short press "Stop button", LED display shows "DT" mode. To adjust backrest angle via "Speed down/fold" button and "Speed up/unfold" button.

1. In "DT" mode, long press "Speed up/unfold" button, the backrest unfolds backwards
2. In "DT" mode, long press "Speed down/fold" button, the backrest retracted forward.

Gear / mode Error code



Backrest retracted



Backrest tilt state

• Power Switch

Make sure the power button on the battery box is turned on and the wheelchair is unfolded, then press the power switch on the controller to be ready to drive or remote control. Press it again to shut down the ready mode.

Remarks: The wheelchair cannot be turned on when it is folded. You need to unfold the wheelchair and then it could be turned on.

• Headlight switch

Make sure both the power on the battery box and on the controller are turned on, then press the headlight switch to turn on the headlight, and press it again to turn off.

• Stop folding / unfolding

In the extending/contracting mode, click the button to stop extending or contracting. It enters the shutdown state.

Remarks: without Any operation on joystick or remote control for 5 minutes, the controller will automatically shut down (screen off/ght off), and you can re-operate the wheelchair by clicking the power button on the joystick.

• Speed down / Fold

In the power-off state, press the button over 2 seconds, the Wheelchair enters the extending/contracting mode. Release it to contract. In the extending/contracting mode, click the button to stop contracting if it is contracting. When extending stops, click it to contract. In the ready mode, remote control mode and riding mode, click the gear button to decrease one gear.

Note: During the folding process, you can stop folding by turning the joystick or clicking any key.

• Horn Button

Press the button the buzzer will buzz; Release the button, the buzzer stop buzzing.

• Speed up / Unfold

In the power-off state, press the button over 2 seconds, the Wheelchair enters the extending/contracting mode. Release it to extend. In the extending/contracting mode, click the button to stop extending if it is extending. When contracting stops, click it to extend. In the ready mode, remote control mode and riding mode, click the gear button to increase one gear.

- Off state: The power switch on the battery box is on, the power button on the controller is off, and the LED display is off.
- Standby state: Press the power button, the LED display is always on and no operation is performed.
- Riding status: Press the start button, the LED display is always on, and the joystick is used to put the wheelchair in motion.

How to use the controller

The controller controls H3TS+ to go forward, backward, and turn left and right, and to accelerate, decelerate and brake. After turn on the switch button, push the rod forward vertically and H3TS+ moves forward. More forward, the faster the speed. Release the rod to slow down and when fully released, the rod is reset and H3TS+ stops and is in the braking state. Pull the rod backward, H3TS+ moves backwards, more backward, the faster the speed to backward. Release the rod to slow down and when fully released, the rod is reset and H3TS+ stops and is in the braking state.

Similarly, turn the rod to left or right, H3TS+ will turn left or right. Pushing more left or right, the faster the speed towards left or right. Release the rod to slow down and when fully released, the rod is reset and H3TS+ stops and is in the braking state.



Forward:

Push the operational rocker forward and the Wheelchair will move forward.



Backward:

Pull the operational rocker backward and the Wheelchair will move backward.



Leftward:

Push the operational rocker leftward and the Wheelchair will move to the left.



Rightward:

Push the operational rocker rightward and the Wheelchair will move to the right.

6. Operate tie rod of clutch

Pull the tie rod to the open position, then the brake of H3TS+ will not work, the wheelchair can be pushed by people (no matter the H3TS+ is power on or power off, people can do it), when people pull the tie rod to the close position, nobody can push the H3TS+.



Electric mode

Left clutch handle

The electric mode is as shown in the left picture, push the handle up to switch to manual mode

Right clutch handle

The electric mode is as shown in the picture on the right, push the handle upwards to switch to manual push mode

Electric mode



The clutch lever must be in electric mode, it means the H3TS+ is braking, people can drive the H3TS+. To ensure the security of people and H3TS+. it is prohibited to use this function when the H3TS+ uphill or downhill.


7.headrest installation

Fasten the metal buckles ① and ② to the metal part ③ and ④ respectively.as the picture shows,tighten the screws, adjust the head restraint to the proper position while tightening, and then fully tighten the screw.



Precautions

1. When installing, please pay attention to the direction of the metal buckle,as shown in the picture, the left corresponds to the rod of the backrest ④ ,the right corresponds to the rod of the headrest ③
2. Part ② is above



8.Handrail precautions



Handrail
button



8-1



8-2



8-3



8-4

Normal use state

- Press and hold the armrest button (see Figure 8-1) while pulling the armrest up 90° (see Figure 8-2)

- Reset the armrest down and complete the fixing (see Figure 8-3), which is normal use state.

9.Rear support leg (optional)



9-1

Reserved hole

Rear support button



9-2

Rear support



9-3

Anti-roll wheel




Rear support

9-4

Install the rear support: press and hold the rear support button (Figure 9-1), insert the rear support into the reserved hole (Figure 9-1), and release the rear support button after clamping, the installation is complete; Disassembly rear support: Press and hold the rear support button and pull out the support at the same time.
Note: When the rear support wheel is installed downwards, it can be used as an anti-roll wheel (Figure 9-3); when the rear support wheel is installed upwards (Figure 9-2), it can be used as a rear support. See the final use of the foot (Figure 9-4).

10. Bluetooth remote control (optional)



Remote control bluetooth pairing

1. Put AAA battery into the handle, power on, The green light flashes once in an instant;
2. Let the remote control close to the wheelchair in 1 meter, Short press "Power button", The green light is always on, then press the "@" button quickly, the green light starts to breathe slowly and enters the pairing (do not move the joystick during the pairing process);

3. After the pairing is successful, the green light flashes quickly. After a few seconds, turn on the wheelchair and enters the remote control mode. Now the remote control stops flashing, and it lights 0.5s and then goes off.

How to use the bluetooth remote control

1. Push the joystick, it could control the wheelchair to run, stop and turn normally, and the remote control indicator light goes off, short press the “upper side big button”, the horn sounds, short press the “downside big button”, the headlights turn on; The green light flashes once every 5 seconds when it is in remote control mode.
2. Short press button “C”, the wheelchair switches to highest speed (5), and press button “D”, the wheelchair switches to lower speed (2).
3. Short press or long press “Power button” and release, the wheelchair joystick light will be off and power off, then short press or long press “Power button” and release, the wheelchair will automatically turn on within 3~5 seconds;
4. After the above steps, short press or long press the “power button” and release, the wheelchair will be turned off. At the moment, press and hold the “B” button, the wheelchair automatically enters the folding mode and starts to fold, then release the button and short press “B”, the folding pauses . and then short press “A”, the wheelchair will be unfolded. After the expansion is completed, short press the “@” button, the wheelchair exits the folding mode, the joystick turned off and the light is off.

Bluetooth remote indicator

1. Short press or long press “Power button” and release, the wheelchair is power on, long press “@” button, after a few seconds, the red light flashes once, it exits the remote control mode and goes to sleep mode; Short press the “Power button”, the remote control will wake up, the green light will flash quickly, the remote control will automatically connect the wheelchair after a few seconds, and the wheelchair will automatically turn on.
2. After power on, push the Bluetooth remote joystick and release, from now on, about 2 minutes later, the remote control automatically enters the sleep state, and the red light flashes once.
3. When the dry battery voltage is lower than 2.1V, the Bluetooth remote control will be in a low battery state, and the red light will continue to flash.

Safety

Please read User Manual carefully and follow riding requirements during the H3TS+ ride. Please do not use it until riders have read User Manual carefully and learned the performance well. Do not lend it to those who cannot manipulate H3TS+.

Important Note:

You need lots of practice to grasp the skill before you ride H3TS+ safely. If you are not skilled, or fail to follow the user guide of this product, it may cause rider or others injury or property loss. Our company only takes the responsibility for product defects or damage, and we are NOT responsible for physical injury or property loss related with using products.

Attentions before operation:

1. Get familiar with local traffic rules.
2. H3TS+ belongs to non-motor vehicle, being designed especially for the old and the people with mobility problem. No driving license is needed in accordance with traffic law, but driver of H3TS+ should observe the same traffic rules that are applied to pedestrians. Please drive H3TS+ in pedestrian lane or bike lane.
 - ① Get familiar with all the traffic signals marks used for pedestrians.
 - ② Do not turn direction or cross road suddenly when driving on road.
3. Operation Practice.

Before your first time to operate this H3TS+, please get familiar with all the functions of this vehicle. Practice the operations like moving forward, increasing speed, reducing speed, stopping, moving backward, moving uphill, moving downhill and turning direction in a safe pace with less people and good road condition. Then you can officially drive on road after getting familiar with all these operations.
4. If possible, please find a person familiar with this H3TS+ to accompany you to ensure your safety during first on-road operation.

5. Do not drive the H3TS+ after you drink, are exhausted or are not consciously clear to guarantee your safety.
6. Please confirm that the operator of this H3TS+ is not suffered from any mental disease or other diseases that may attack during driving and result in the driver's incompetence of driving the vehicle safely.
7. If you are taking medicine, please confirm from your doctor that if such medicine will have adverse influence on your ability to operate the H3TS+.
8. Check the vehicle condition to confirm if the brake and various properties are normal, if the seat is locked and if the charge volume is enough.
9. Do not refit this H3TS+ without the authorization of our company



- Never expose the electrical system of this vehicle to humid environment (such as rain, snow or fog), do not wash this vehicle with water, which will damage the electrical system. If the H3TS+ is wet, it could only be used after being dried and confirmed for good condition.
- Do not drive the H3TS+ under hostile weather conditions, such as rain, snow, fog, strong wind, temperature lower than -20°C or higher than 40°C . The electrical system may be damaged under those conditions to cause failures in control.
- Do not drive the H3TS+ on desert, beach, muddy road, road with pooled water, iced road, too smooth road or saline and alkaline land to prevent the driving property of this vehicle.

Attentions during Operation:

1. H3TS+ is designed with only one seat not allowing for taking passengers.
2. H3TS+ is not intended to be used for moving or loading cargos.
3. The operator should sit on the seat and grip the handle for operation.
4. Do not drive in a zigzag manner, take a sudden turn at high speed or incline your body to prevent H3TS+ inclination to one side.
5. Please high concentrate and drive slowly on uneven or soft road (such as grassland), when making a turn, on streets with a lot of traffic, in shopping centers or parks.
6. Do not use wireless communication devices such as mobile phone during driving. These devices could only be used when you stop the H3TS+ in a safe place and cut off the power supply.
7. When moving backward, pay attention to road conditions and pedestrians at a slow speed.
8. Drive at a slow speed when getting out of door or elevator. It is not permitted to sit on the H3TS+ on escalator.
9. Keep highly concentrated, fasten the safety belt and drive straightly at a slow speed when driving uphill or downhill. It is not permit to drive the H3TS+ across slopes exceeding the limit of this vehicle.
10. Do not cross the slope exceeding 5° at a high speed.
11. Do not cross over obstacles or steps higher than 4cm, which may impede the H3TS+ from moving forward. At this condition, release operational handle immediately.
12. Do not cross any gap wider than 10cm. Drive the H3TS+ straightly when crossing gap less than 10 cm in width.
13. Follow traffic rules when driving through cross street and do not run a red light. When passing railway, please stop to observe the surrounding conditions, and then drive across the railway slowly in a direction perpendicular to tracks to avoid dropping into the gap between different sleepers.
14. Do not frequently lock or unlock the electrical door. Do not frequently start or stop the H3TS+.
15. Do not lend your H3TS+ to anyone who is not familiar with or has never used this vehicle. Do not fet children paly with electrical door lock or operational handle.
16. Do not use this vehicle with too much load (higher than 130KG).



When you release the operation handle during driving and the handle has returned to the central position, but the H3TS+ does not stop, please turn off the power switch on the joystick as soon as possible and contact the nearest dealer.

Attentions after Operation:

1. If you are not going to use the H3TS+ for over 48 hours, Please turn off the power switch.
2. When bring H3TS+ to other vehicles, make sure the battery is fixed.

Battery usage:

1. Auxiliary charge: such as short delivery time, users can directly use the battery.If the delivery time is longer (2 months or longer), the battery will lose power during storage and transport. It is better to charge the battery before use. To charge it requires plugging the exclusive charge to the battery charging hole and connecting AC100–240V power source for 5 hours
2. until the charger is full.
The normal charge of the battery: the operation of AIR is also the discharge process of the battery. The battery should be charged immediately after the use of the power-assisted vehicle.
3. Please turn off the power if not riding.
The connectors of the battery box should be fixed tightly according to the requirements (the battery box connecting line has been reliably connected before ex-factory). Loosened or wrong connection will cause the related parts abnormal and lead to serious damage.
4. Lithium batteries can not be close to open fire or high temperature heat source, can not be thrown into water and can not be exposed in the sun in high temperature season.
5. Do not disassemble and decompose, as the internal part of them lithium battery has been packaged intactly.
6. The waste lithium battery of the product is to be recycled by the enterprise or dealer, and the government designated outlets. Please do not throw away the waste battery, so as not to pollute the environment.

Charger usage:

1. Carefully check whether the charger's rated input voltage (AC100–240V) and the grid voltage is consistent.
2. When the vehicle needs charging, first connect the battery to the charger, and then connect the charger to AC power source .
The charging indicator is red meaning it is charging. When it turns green, it will take 15 minutes to be fully charged. The charging time is about 5 hours (depending on the quantity of remaining battery).

Matters needing attention in charging:

1. When charging, please put it in the safe place where children can not touch.
2. It is not advised to use it when it is not fully charged.
3. Do not use other brands of chargers, and other brands of batteries are not suitable for the use of the charger.
4. Do not disassemble, as the charger contains high voltage circuit.
5. Prevent liquid and metal particles from penetrating into the inside and be aware of falling and impact, so as not to cause damage during use and storage.
6. When charging, do not affix any items.
7. It requires to charge it fully and turn off power before storage. Charge it every three months (at most).

How to Drive this H3TS+:

1. The driver should fasten safety belt after sitting on the seat.
2. Press the starting button and then the 5-scale charge volume display will be on or twinkles slowly,
3. Push the rocker slowly forward until you hear the sound of electromagnetic brake. At this time, the H3TS+ should move forward. Similarly, push or pull the rocker backward/leftward/rightward, the H3TS+ will move backward/leftward/rightward.
4. Adjust the speed scale button to regulate driving speed according to road condition, surrounding conditions and personal preference.
5. When you want to stop, release the operational rocker and it will turn to central position. Then you could hear electromagnetic sound soon, it means that the H3TS+ is braking steadily.
6. Pay attention to surrounding conditions when moving backward. Slowly pull the rocker backward and the H3TS+ will move backward.

Airwheel reserves the right of final interpretation of all the terms and conditions of this User Manual.

App download(optional)




Scan QR code to download


*Applicable to Android 4.3 or higher, iOS 7.0 or higher.


APP Instructions

1. Turn on H3TS+ power button, and start App as well as Bluetooth.
2. Click the search button and do as the follows to connect (verify password is 11111111).
3. Refer to official website or give calls for details.




Click the Intelligent scooter in the App interface.




Click the search button or  .




Search Airwheel nearby,click the searched Airwheel model to connect.




Input the verify password: 11111111 to connect.




Power on and enter the home page




Click the headlight button to turn on the headlight. Click the buzzer button, buzz sound will be heard.




When H3TS+ is powered off, click the contracting button and it will contract automatically. Click the extending button and it will automatically extend. Click the stop button, it will stop contracting or extending.




When the icon-H3TS+ showing on the home page, it means it is ready to be ridden.




Click the main interface button to open the sidebar.



Click the button in the sidebar to open the remote control interface.



Move the button to operate the intelligente scooter going forward, backward or turning.



Slide the control speed and click the icon to switch to the hand-operation mode.



Airwheel H3TS+

FR MODE D'EMPLOI

Struttura



Liste

H3TS+	1 unité	Chargeur	1 unité
Instruction	1 unité	Accessoire pour	1 pièce de H3TS+
Appui-tête	1 unité		


Instructions pour les utilisateurs

1. Sortez la boîte d'accessoires à l'arrière du fauteuil roulant

Ouvrez le carton du fauteuil roulant, sortez le fauteuil roulant et placez-le doucement sur le sol, puis sortez la boîte d'accessoires à l'arrière du fauteuil roulant (voir picture 1-1) et enlevez le carton près du verrou du moteur. Tourner le verrouillage du moteur en mode entraînement (voir picture 1-2). Contenu dans la boîte de papier: un chargeur, un contrôleur, un stand arrière, un manuel d'utilisation, cordon en plastique et outils de montage etc.



1-1



1-2

2. Installation de joystick

Selon la situation spécifique de l'utilisateur, il peut choisir de l'installer sur la main courante gauche ou droite.

- ① Vissez le cran de joystick sur l'accoudoir (Figure 2-1).
- ② Insérez l'ensemble de joystick dans le cran et serrez les vis (comme indiqué à la figure 2-2).
- ③ Connectez le câblage du joystick, puis utilisez l'attache-câble pour fixer le câblage du joystick (Figure 2-3).



2-1

Cran de joystick

ensemble de joystick



2-2

vis


câblage du joystick



2-3


3. Allumez l'alimentation principale

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, allumez l'appareil. L'interrupteur principal et le port de charge sont situés derrière le compartiment de la batterie (Figure 3-1).




4. Lancer le fauteuil roulant

Lorsque le joystick est éteint, appuyez sur le bouton ① accélérateur / extension du joystick pendant 3 secondes (Figure 4-1). Relâchez le bouton lorsque la lumière du joystick est allumée et qu'un son «goutte à goutte» apparaît, attendant que le fauteuil roulant se développe automatiquement, appuyez sur le bouton ③ pour quitter le mode d'expansion. Enfin, appuyez le bouton ④ de commutateur illustré à la figure 4-1 et commencez à utiliser le fauteuil roulant.



Notes:

Si le fauteuil roulant ne peut pas être plié automatiquement en raison d'un dysfonctionnement des pièces électriques, veuillez utiliser les outils donnés pour enlever les vis situées à l'arrière du fauteuil roulant (voir figure 4-2) pour la plier/déplier manuellement.



Spécifications

Paramètres techniques principaux

Dimensions	1076X620X987mm (taille de la télécommande exclue)	Poids	~28.0kg (sans batterie)
Dimension plié	842X620X560mm (taille de la télécommande exclue)	Charge Max	130kg
Rayon de rotation	1.2m	Poids de la batterie	3kg
Vitesse Max	6Km/h	Pente maximale	≥ 6°
Performance de freinage	≤ 1.5m	Pente maximale	9°
Temps de charge	5h	La batterie	lithium 25.2V 524Wh
Tension d'entrée	AC110–220V	Température d'utilisation	-15°C ~50°C
Capacité de passage d'obstacle	≥ 40mm	Capacité de franchissement des tranchées	100mm
Roue avant	8 pouces	Roue arrière	12.5 pouces, pneu gonflable
Moteur	Moteur à brosse à double entraînement avec interrupteur d'embrayage. Puissance: 200W; Tension: 24V;		
Fonction de pliage automatique	plier et déplier avec un bouton		

Attention

S'il vous plaît ne jetez pas la batterie, afin de ne pas polluer l'environnement.

Les batteries au lithium doit être recyclée par l'entreprise, le vendeur et/ou les points de vente désignés par votre gouvernement.

Installation et utilisation

1. Instructions de démontage de la batterie

Avant de retirer le boîtier de la batterie, assurez-vous que l'interrupteur principal est éteint. Débranchez le connecteur du bus de la batterie (comme illustré à la Figure 1-1), appuyez sur le clip à ressort et sortez le boîtier de la batterie (Figure 1-2). Lorsque la batterie est installée, insérez le boîtier de la batterie directement jusqu'à ce que le ressort coupe le boîtier de la batterie, puis insérez la fiche du bus de la batterie dans la prise correspondante.

Remarque:

1. Faites attention à l'avant et à l'arrière du boîtier de la batterie et au côté avec l'autocollant dirigé vers le haut.
2. Lorsque le bus de la batterie est connecté et branché, alignez le logement de carte avec la partie saillante (comme illustré à la figure 1-3).

3. Ne touchez pas du bus et les ports de charge avec des objets métalliques lorsque l'interrupteur principal de la batterie est en position marche pour éviter tout dommage aux accessoires et tout danger.



2. Interrupteur d'alimentation

Lorsque le voyant est allumé, H3TS+ est allumé et lorsqu'il est éteint, H3TS+ est éteint.

Pointe: Veuillez éteindre l'alimentation pour éviter la batterie qui est trop déchargée, si les utilisateurs ne l'utilisent pas.

3. Instructions de chargement de la batterie

Veillez raccorder le chargeur au fauteuil roulant avant de le raccorder à l'alimentation c.a. pendant le chargement. Alignez l'encoche sur le chargeur (voir 3-1) avec la partie saillante de l'orifice de charge (voir 3-2), insérez et serrez le capuchon de fixation pour le branchement. Veillez desserrer le capuchon de fixation avant de retirer le chargeur du fauteuil roulant.




4. Echange gauche et droite du Joystick

Déconnectez le câble de joystick (Figure 4-1) et desserrez la vis pour retirer le joystick (Figure 4-2). Retirez l'un des côtés du cran de joystick (Figure 4-3), faites-le cran de 180 degrés vers l'autre position de l'accoudoir, serrez la vis pour fixer le cran de joystick (Figure 4-4), puis insérez le joystick dans la cran. Fixez la vis (Figure 4-5), reconnectez le câblage du joystick et fixez enfin le câble du joystick avec les attaches de câble (Figure 4-6).



5. Instruction du contrôleur

Dans chaque rapport de vitesse, la valeur de la poussée du manche de commande du fauteuil roulant est de 0 à 100, 0 indique que le manche de commande n'a aucune action, et 100 indique que la valeur de la poussée maximale du manche de commande dans une seule direction. Plus la poussée est grande, plus la vitesse est grande.



Pendant que le véhicule charge

1. Connectez le chargeur (y compris: corps du chargeur, ligne de transmission).
2. Ouvrez l'accoudoir sur le côté du contrôleur pour faciliter le chargement.
3. Connectez correctement la fiche d'entrée du chargeur à la prise de charge de la batterie, puis connectez l'entrée du chargeur à l'alimentation secteur.
4. Lorsque l'indicateur de charge du chargeur est rouge, cela signifie que la batterie est en charge. Lorsque le voyant vert est allumé, il sera complètement chargé en 15 minutes environ.

Instructions de charge

Précautions:

- Lors de la charge, veuillez aligner la fente de la fiche du chargeur avec la partie saillante de la prise de charge pour insérer la connexion, puis faites pivoter le couvercle fixe dans la position appropriée.
- Veuillez vérifier attentivement si la tension d'entrée nominale du chargeur est compatible avec la tension du réseau avant utilisation.
- Veuillez vérifier soigneusement que la prise du chargeur et le connecteur du port de charge sont secs et complets sans dommage avant utilisation.

• Écran LED

Description du rapport/mode de vitesse du fauteuil roulant

La vitesse du fauteuil roulant est réglable sur 5 rapports de vitesses, c'est-à-dire D1, D2, D3, D4, D5

DR dans la zone du rapport/mode de vitesse indique l'activation du mode télécommande ; DF indique le mode de pliage ; B indique que le Bluetooth du fauteuil roulant a été connecté à l'APP ou à la télécommande sans fil en mode Bluetooth ; E01-E16 correspond au code d'erreur de la panne du fauteuil roulant ; A01-A16 correspond au code d'alarme de la panne du fauteuil roulant.

Rapport/Mode de vitesse Message d'erreur



• Régler l'angle du dossier

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour allumer l'alimentation du contrôleur. Appuyez rapidement sur le bouton « Exit », l'angle du dossier peut être ajusté par les boutons « Shift down/Fold » et « Shift up/Unfold » lorsque l'écran LED affiche le mode « DT ».

1. En mode « DT », appuyez longuement sur « Shift up/Unfold » pour que le dossier se déplie vers l'arrière
2. En mode « DT », appuyez longuement sur « Shift down/Fold » pour que le dossier se replie vers l'avant



État plié du dossier



État déplié du dossier

• Bouton Marche/Arrêt

Lorsque le fauteuil roulant est éteint et qu'il n'est pas plié, cliquez pour entrer en mode de veille. (Lorsque le fauteuil roulant est en mode veille, en mode télécommande, en mode de conduite ou poussée, cliquez pour mettre hors tension.)

Remarque : le fauteuil roulant ne peut pas être mis en marche lorsqu'il est plié. Il ne peut être activé que lorsque le fauteuil roulant est complètement déplié.

• Phare avant

Assurez-vous que l'alimentation sur la boîte de la batterie et sur le contrôleur sont allumés, puis appuyez sur l'interrupteur du phare pour allumer le phare, et appuyez à nouveau pour éteindre.

• Avertisseur sonore

Appuyez sur le bouton, le buzzer va fonctionner; Relâchez le bouton, le buzzer s'arrête.

• Quitter le mode extension / contraction

Lorsque le fauteuil roulant est en mode de pliage, cliquez sur le bouton pour arrêter le dépliage ou le pliage et mettre hors tension.

Remarques : s'il n'y a aucune opération du manche de commande ou de n'importe quel bouton pendant 5 minutes, le contrôleur s'éteindra automatiquement (écran éteint/lumière éteinte). Cliquez sur le bouton d'alimentation du contrôleur pour contrôler à nouveau le fauteuil roulant.

• Vitesse + / Extension

En état hors tension, appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes, le H3TS+ entre en mode extension / contraction. Relâchez-le pour étendre.

En mode extension / contraction, cliquez sur le bouton pour arrêter l'extension s'il est en cours d'extension.

Quand la contraction s'arrête, cliquez pour l'étendre.

En mode prêt, en mode télécommande et en mode conduite, cliquez sur le bouton de vitesse pour augmenter une vitesse.

• Vitesse – (décélérer) / Contrat

En mode veille, appuyez sur le bouton plus de 2 secondes, le H3TS+ entre en mode extension / contraction.

Relâchez-le pour le contracter.

En mode extension / contraction, cliquez sur le bouton pour arrêter la contraction s'il se contracte. Quand l'extension s'arrête, cliquez pour contracter.

En mode prêt, en mode télécommande et en mode conduite, cliquez sur le bouton d'engrenage pour diminuer la vitesse.

Remarque : pendant le pliage, vous pouvez arrêter le pliage en appuyant sur le manche de commande ou en cliquant sur n'importe quel bouton.

- Mode hors tension : l'interrupteur d'alimentation sur le boîtier de la batterie est allumé. Le bouton d'alimentation sur le contrôleur est éteint et l'écran LED est éteint.
- Mode en veille : appuyez sur le bouton d'alimentation et l'écran LED sera toujours allumé sans aucune opération manuelle.
- Mode de conduite : appuyez sur le bouton d'alimentation, l'écran LED doit toujours être allumé et utilisez le manche de commande pour faire bouger le fauteuil roulant.

Come usare il controller

Le contrôleur commande au H3TS+ sert pour avancer, reculer, tourner à gauche et à droite ;accélérer, décélérer et freiner.

Après avoir allumé le bouton de l'interrupteur, pousser verticalement la barre vers l'avant et H3TS+ avance. Plus en avant, la vitesse accélère. Relâchez la barre pour ralentir et lorsqu'elle est complètement relâchée, la barre est remise à zéro. H3TS+ s'arrête et freine automatiquement.

Tirez la barre vers l'arrière, H3TS+ recule, plus fort, la vitesse H3TS+ accélère en arrière. Relâchez la barre pour ralentir et lorsqu'elle est complètement libre, la barre est remise à zéro et H3TS+ s'arrête et freine automatiquement.

De même, tournez la barre à gauche ou à droite, H3TS+ tournera à gauche ou à droite. En poussant plus à gauche ou à droite, H3TS+ ira plus vite vers la gauche ou la droite. Relâchez la barre pour ralentir et lorsqu'elle est complètement relâchée, la barre est remise à zéro, H3TS+ s'arrête et freine automatiquement.



Vers l'avant

Poussez le joystick vers l'avant et le H3TS+ avancera.



En arrière

Tirez le joystick vers l'arrière et le H3TS+ reculera



À gauche

Poussez le joystick vers la gauche et le H3TS+ se déplacera vers la gauche.



À droite

Poussez le joystick vers la droite et le H3TS+ se déplacera vers la droite.

6.Actionner la poignée d'embrayage

Tirez la poignée en position ouverte, puis le frein du H3TS+ ne fonctionnera pas, le fauteuil peut alors être poussé par une tierce personne (peu importe que le H3TS+ soit sous tension ou hors tension), quand les gens placent la poignée en position de fermeture, il est alors impossible de pousser le H3TS+.

Mode électrique



Poignée d'embrayage gauche

Le mode électrique est comme indiqué sur l'image de gauche, poussez la poignée vers le haut pour passer en mode manuel



Mode électrique



Poignée d'embrayage droite

Le mode électrique est comme indiqué sur l'image de droite, poussez la poignée vers le haut pour passer en mode de poussée manuel



Le levier d'embrayage mécanique doit être en mode électrique, cela signifie que le H3TS+ freine, les gens peuvent conduire le H3TS+. Pour assurer la sécurité des personnes et du H3TS+. Il est interdit d'utiliser cette fonction lorsque le H3TS+ monte ou descend.


7. Installation et utilisation de l'appui-tête

Fixez les attaches métalliques ① et ② respectivement à la partie métallique ③ de l'appui-tête et à la tige métallique ④ du dossier du fauteuil roulant. Réglez l'appui-tête à la bonne position tout en serrant, puis serrez complètement les vis.



Mise en garde

1. Lors de l'installation, faites attention au sens des fixations, comme indiqué sur la figure, la baïonnette de gauche correspond à la tige métallique ④ du dossier du fauteuil roulant et la baïonnette de droite correspond à la partie métallique ③ de l'appui-tête .
2. Lors de l'installation, veuillez placer la pièce ② en position supérieure.



Réglage de l'inclinaison de l'appui-tête



Réglage de la hauteur de l'appui-tête

8.Précautions pour les Bras



Bouton
de Bras



8-1



8-2



8-3



8-4

Etat d'usage normal

- Appuyez sur le bouton du bras et maintenez-le enfoncé (voir la figure 8-1) tout en le tirant vers le haut de 90 ° (voir la figure 8-2)

- Réinitialisez le bras et terminez la fixation (voir Figure 8-3), qui correspond à l'état d'utilisation normale.

9. Jambe d'appui arrière (facultatif)



Trou réservé

Bouton de support arrière

9-1



Support arrière

9-2



Roue anti-roulis

9-3




Support arrière

9-4

Installez le support arrière : maintenez enfoncé le bouton du support arrière (Figure 9-1), insérez le support arrière dans le trou réservé (Figure 9-1) et relâchez le bouton du support arrière après serrage, l'installation est achevée; Démontez le support arrière: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du support arrière et retirez le support en même temps. Remarque : Lorsque la roue de support arrière est installée vers le bas, elle peut être utilisée comme roue anti-roulis (Figure 9-3) ; lorsque la roue de support arrière est installée vers le haut (Figure 9-2), elle peut être utilisée comme support arrière (Figure 9-4).

10. Instructions de contrôle à distance Bluetooth (option)



Appariement télécommande Bluetooth

1. Installez la pile n ° 7 sur la télécommande Bluetooth, puis le voyant vert clignote une fois dans la télécommande;
2. Déplacez la télécommande à moins de 1 mètre du Joystick du fauteuil roulant. Appuyez brièvement sur le bouton d'interrpteur, le voyant vert est toujours allumé, puis appuyez rapidement sur le bouton «@», le voyant vert commence à clignoter lentement et à correspondre.(Ne touchez pas le joystick dans le processus);

3. Une fois l'appairage réussi, le voyant vert clignote rapidement. Après quelques secondes, le fauteuil est allumé et passe en mode de commande à distance. À ce moment, la télécommande cesse de clignoter et s'éteint au bout de 0,5 seconde.

Comment utiliser la télécommande Bluetooth

1. Appuyez sur le joystick de la télécommande Bluetooth, la télécommande peut contrôler le fauteuil roulant pour fonctionner normalement et le voyant de la télécommande s'éteint. Appuyez brièvement sur le bouton « cornet », le cornet du fauteuil roulant sonne, appuyez brièvement sur « phare ». le phare du fauteuil roulant sont allumé
2. Appuyez brièvement sur le bouton "C" de la télécommande Bluetooth, le fauteuil roulant passera en 5ème vitesse, la vitesse du fauteuil roulant sera plus rapide; appuyez sur le bouton "D" de la télécommande Bluetooth, le fauteuil roulant repassera en 2ème vitesse, la vitesse du fauteuil est ralentie;
3. Appuyez le bouton "interrupteur", le voyant du fauteuil roulant est éteint, et le fauteuil est fermé; puis appuyez sur le bouton "interrupteur", le fauteuil roulant sera ouvrir dans les 3 à 5 secondes.
4. Immédiatement après les étapes ci-dessus, appuyez le bouton "interrupteur", À ce moment-là, maintenez le bouton «B» dans quelques seconds, le fauteuil roulant va plier automatiquement. Puis appuyez brièvement sur le bouton «B», le fauteuil roulant se met en pause, puis appuyez brièvement sur «A», le fauteuil roulant est à nouveau déployé. Une fois l'agrandissement terminé, appuyez brièvement sur «@», le fauteuil roulant quitte le mode pliage, le voyant est éteinte.

Le voyant de télécommande Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton "interrupteur", le fauteuil roulant est allumé et appuyez le bouton "@". Après quelques secondes, le voyant rouge clignote une fois et la télécommande quitte le mode de télécommande et se met en veille; Appuyez ensuite brièvement sur le bouton "interrupteur", la télécommande se réveille, le voyant vert clignote rapidement, la télécommande se connecte automatiquement au bout de quelques secondes et le fauteuil roulant s'allume automatiquement.
2. Après le démarrage, appuyez sur le joystick de la télécommande Bluetooth et puis libérez le bouton. À ce stade, le chronométrage commence. Après environ 2 minutes, la télécommande passe automatiquement en mode veille et le voyant rouge clignote une fois.
3. Lorsque la tension de la pile sèche est inférieure à 2,1 V, la télécommande Bluetooth est à l'état de pile faible et le voyant rouge continue de clignoter.

Sécurité

Veillez lire attentivement le Mode d'emploi et suivre les instructions de conduite pendant votre trajet avec H3TS+. Ne l'utilisez pas avant d'avoir lu attentivement le Mode d'emploi et d'avoir bien appris à l'utiliser. Ne le prêtez pas à ceux qui ne peuvent pas manipuler H3TS+.

Note importante:

Vous avez besoin de pratique pour comprendre le comportement du H3TS+ avant de rouler en toute sécurité. Si vous n'êtes pas qualifié, ou si vous ne suivez pas le mode d'emploi de ce produit, cela peut causer des blessures ou des pertes matérielles au conducteur ou tierces personnes. Notre compagnie ne peut être considérée comme responsable que pour les défauts ou les dommages au produit. Nous ne sommes pas responsables des dommages physiques ou de la perte de propriété liés à l'utilisation des produits.

Attentions avant l'opération:

1. Se familiariser avec les règles de circulation locales.
2. H3TS+ est un véhicule non-motorisé, étant spécialement conçu pour les personnes âgées et les personnes avec des problèmes de mobilité. Aucun permis de conduire n'est requis conformément au code de la route, mais le conducteur du H3TS+ doit observer les mêmes règles de circulation que celles qui s'appliquent aux piétons. Veuillez conduire H3TS+ sur les voies piétonnes ou les pistes cyclables.
 - ① Familiarisez-vous avec toutes les signaux routiers utilisées pour les piétons.
 - ② Ne changez pas brusquement la direction ou ne traversez pas soudainement la rue lorsque vous conduisez sur la route.
3. Pratique opérationnelle
Avant votre première utilisation, familiarisez-vous avec toutes les fonctions de ce véhicule. Entraînez-vous aux mouvements tels que augmenter la vitesse, réduire la vitesse, arrêtez, reculez, montez une colline, descendre une colline, et les direction de rotation en toute sécurité avec moins de monde et avec un bon état de la route. Alors vous pouvez conduire officiellement sur route après vous être familiarisé avec toutes ces opérations.
4. Si possible, s'il vous plaît trouvez une personne qui connaît bien H3TS+ pour vous accompagner et assurer votre sécurité au cours de la première utilisation sur route.

5. Ne conduisez pas H3TS+ après avoir bu, êtes épuisé ou n'être pas suffisamment pour garantir votre sécurité.
6. Veuillez confirmer que l'opérateur de ce H3TS+ ne subit aucune maladie mentale ou autre maladie, qui peuvent se déclarer pendant la conduite et qui entraînent l'incompétence du conducteur à conduire en toute sécurité.
7. Si vous prenez des médicaments, veuillez confirmer auprès de votre médecin si ces médicaments ont un effet indésirable sur votre capacité à faire fonctionner le H3TS+.
8. Vérifiez l'état du véhicule afin de confirmer, si le frein et les divers paramètres sont normaux, si le siège est verrouillé et si le volume de charge est suffisant.
9. Ne modifiez pas ce H3TS+ sans l'autorisation de notre société.



- N'exposez jamais le système électrique de ce véhicule à un environnement humide (pluie, neige ou brouillard), ne le lavez pas avec de l'eau, car cela endommagerait le système électrique. Si le H3TS+ est humide, il ne peut être utilisé qu'après avoir été séché et avoir été confirmé en bon état.
- Ne conduisez pas le H3TS+ dans des conditions hostiles telles que la pluie, la neige, le brouillard, le vent fort, une température inférieure à $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou supérieure à $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Le système électrique risque d'être endommagé dans ces conditions.
- Ne conduisez pas le H3TS+ sur le sable, une route boueuse, une route avec des flaques d'eau, une route glacée, une route trop lisse ou une terre saline et alcaline qui pourraient empêcher le fonctionnement de ce véhicule.

Attentions pendant l'opération:

1. H3TS+ est conçu avec un seul siège et ne permet pas de prendre des passagers.
2. H3TS+ n'est pas destiné à être utilisé pour déplacer ou transporter des charges.
3. L'opérateur devrait s'asseoir sur le siège et saisir la poignée pour utiliser H3TS+.
4. Ne conduisez pas en zigzag, ne prenez pas un virage brusque à grande vitesse ou n'inclinez pas votre corps afin d'éviter l'inclinaison du H3TS+ vers un côté.
5. S'il vous plaît, gardez un haut degré d'attention et conduisez lentement sur une route irrégulière ou molle (comme les prairies), dans un virage, dans la rue avec beaucoup de circulation, dans les centres commerciaux ou dans les parcs.
6. N'utilisez pas d'appareils de communication sans fil comme le téléphone portable pendant la conduite. Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que lorsque vous–vous arrêtez dans un lieu sûr et avez coupé l'alimentation électrique.
7. Lorsque vous reculez, faites attention aux conditions routières et aux piétons à faible vitesse.
8. Conduisez à faible vitesse en sortant d'une porte ou d'un ascenseur. Il n'est pas permis de d'utiliser le H3TS+ dans un l'escalator.
9. Restez concentré, attachez la ceinture de sécurité et roulez à basse vitesse lorsque vous roulez en montée ou en descente. Il n'est pas permis de conduire le H3TS+ sur des pentes dépassant la limite de ce véhicule.
10. Ne traversez pas une pente de plus 5° à grande vitesse.
11. Ne traversez pas les obstacles ou les marches d'une hauteur supérieure à 4 cm, ce qui pourrait empêcher le H3TS+ d'avancer. Dans cette condition, relâchez le joystick immédiatement.
12. Ne traversez aucun nid de poule plus large que 10cm. Conduisez le H3TS+ en ligne droite si vous traversez un obstacle de moins 10 cm de largeur.
13. Suivez les règles de circulation lorsque vous conduisez à travers la rue et ne brulez pas un feu rouge. Lorsque vous empruntez un chemin de fer, arrêtez–vous pour observer les conditions environnantes, puis traversez lentement le chemin de fer perpendiculairement aux voies pour éviter de tomber dans l'espace entre les différents traverses.
14. Ne pas fréquemment verrouiller ou déverrouiller l'interrupteur d'alimentation .Ne démarrez pas ou n'arrêtez pas le H3TS+ fréquemment.
15. Ne prêtez pas votre H3TS+ à quiconque n'est pas familier ou n'a jamais utilisé ce véhicule. Ne pas laissez pas les enfants jouer avec les pièces électriques ou le joystick.
16. N'utilisez pas ce véhicule avec trop de charge (plus de 130 kg).



Si vous relâchez la manette de commande pendant la conduite et que la manette est revenue en position centrale, mais que le H3TS+ ne s'arrête pas, veuillez verrouiller l'interrupteur d'alimentation le plus rapidement possible et contacter le revendeur le plus proche.

Attentions après l'opération:

1. Si vous n'utilisez pas le H3TS+ pendant plus de 48 heures, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation.
2. Lorsque le H3TS+ est amené à d'autres véhicules, assurez-vous que la batterie est fixe.

Utilisation de la batterie:

1. Charge auxiliaire: comme le délai de livraison court, les utilisateurs peuvent utiliser directement la batterie. Si le délai de livraison est plus long (2 mois ou plus), la batterie perdra de la puissance pendant le stockage et le transport. Il est préférable de charger la batterie avant de l'utiliser. Pour la charger, il faut brancher le câble à la prise de la batterie et connecter à une source d'alimentation AC100–240V pendant 5 heures jusqu'à ce que le chargeur soit plein.
2. La charge normale de la batterie: le fonctionnement de l'AIR est également le processus de décharge de la batterie. La batterie doit être chargée immédiatement après l'utilisation du véhicule à assistance électrique. Veuillez éteindre l'appareil si vous ne roulez pas.
3. Les connecteurs du boîtier de batterie doivent être bien fixés selon les exigences (la ligne de connexion de la batterie a été connectée de manière fiable avant la sortie d'usine). Une connexion desserrée ou incorrecte provoquera des anomalies dans les pièces concernées et entraînera de graves dommages.
4. Les batteries Lithium ne peuvent pas être près d'un feu ouvert ou d'une forte source de chaleur, ne peuvent pas être jetées dans l'eau et ne peuvent pas être exposées au soleil dans la saison chaude.
5. Ne pas démonter, car la partie interne de la batterie au lithium a été emballée intacte.
6. La batterie au lithium usagée du produit doit être recyclée par l'entreprise ou le revendeur et les points de vente désignés par le gouvernement. S'il vous plaît ne jetez pas la batterie, afin de ne pas polluer l'environnement.

Utilisation du chargeur:

1. Vérifiez soigneusement si la tension d'entrée nominale du chargeur (AC100–240V) et la tension du réseau sont cohérents.
2. Lorsque le véhicule a besoin d'être rechargé, connectez d'abord la batterie au chargeur, puis connectez le chargeur à la source d'alimentation. L'indicateur de charge est rouge, ce qui signifie qu'il est en charge. Quand il devient vert, il faudra 15 minutes pour qu'il soit complètement chargé. Le temps de charge est d'environ 2 à 4 heures (selon la quantité de batterie restante).

Les questions nécessitant une attention pour la recharge:

1. Lors de la charge, s'il vous plaît mettez-le dans un endroit sûr où les enfants ne peuvent pas toucher.
2. Il n'est pas conseillé de l'utiliser quand il n'est pas complètement chargé.
3. N'utilisez pas d'autres marques de chargeurs, et d'autres marques de batteries qui ne conviennent pas à l'utilisation du chargeur.
4. Ne pas démonter, car le chargeur contient un circuit haute tension.
5. Empêchez les liquides et particules métalliques de pénétrer à l'intérieur et faites attention aux chutes et impacts, afin de ne
6. pas causer de dommages pendant l'utilisation et le stockage.
7. Lors de la charge, ne connectez aucun élément à la batterie.
Il faut le charger complètement et éteindre l'alimentation avant de ranger le produit. Chargez-le tous les trois mois (au maximum).

Comment conduire ce H3TS+ :

1. Le conducteur doit attacher la ceinture de sécurité après s'être assis sur le siège.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage, puis l'affichage du volume de charge à 5 niveaux s'allume ou clignote lentement.
3. Appuyez lentement sur la bascule jusqu'à ce que vous entendiez le son du frein électromagnétique. À ce moment, le H3TS+ est prêt à avancer. De même, pousser ou tirer la bascule vers l'arrière / vers la gauche / vers la droite, le H3TS+ se déplacera vers l'arrière / vers la gauche / vers la droite.
4. Ajustez le bouton de vitesse pour régler la vitesse de conduite en fonction de l'état de la route, des conditions environnantes et des préférences personnelles.
5. Lorsque vous voulez vous arrêter, relâchez le joystick et elle se mettra en position centrale. Alors vous pourriez entendre le bruit électromagnétique bientôt, cela signifie que le H3TS+ freine régulièrement.
6. Faites attention aux conditions de la route lors des marches arrière. Tirez lentement la bascule vers l'arrière et le H3TS+ reculera.

Airwheel se réserve le droit d'interprétation finale de tous les termes et conditions de ce manuel de l'utilisateur.

Télécharger l'appli(facultatif)




Scannez le code QR pour télécharger.


*Compatible avec Android 4.3 ou supérieur, iOS 7.0 ou supérieur.

Instructions d'application

1. Activez le bouton d'alimentation H3TS+ et démarrez l'App ainsi que le Bluetooth.
2. Cliquez sur le bouton de recherche et procédez comme suit pour vous connecter (le mot de passe est 11111111).
3. Reportez-vous au site Web officiel ou appelez pour plus de détails.




Cliquez sur le scooter intelligent dans l'interface de l'application.




Cliquez sur le bouton de recherche ou  .




Cliquez sur le bouton de recherche ou recherchez Airwheel à proximité, cliquez sur le modèle Airwheel recherché pour vous connecter.




Entrez le mot de passe: 11111111 pour vous connecter.




Allumer et entrez dans la page d'accueil.




Cliquez sur le bouton phare pour allumer le phare. Cliquez sur le bouton buzzer, l'avertisseur sonore fonctionne.




Lorsque le H3TS+ est éteint, cliquez sur le bouton et il se contractera automatiquement. Cliquez sur le bouton d'extension et il s'étendra automatiquement. Cliquez sur le bouton d'arrêt, il cessera de se contracter ou de s'étendre.




Lorsque l'icône H3TS+ apparaît sur la page d'accueil, cela signifie qu'il est prêt à être monté.




Cliquez sur le bouton de l'interface principale pour ouvrir la barre latérale.



Cliccare il tasto nella barra laterale per aprire l'interfaccia del controllo remoto.



Cliquez sur le bouton dans la barre latérale pour ouvrir l'interface de contrôle à distance.



Déplacez le joystick pour faire fonctionner le scooter intelligent en avant, en arrière ou en tournant. Faites glisser la vitesse de contrôle et cliquez sur l'icône pour passer au mode de fonctionnement manuel.



Airwheel H3TS+

IT Manuale d'uso

Struttura




L'imballaggio contiene

H3TS+	1 unità	Ladegerät	1 unità
Istruzioni	1 unità	Accessori	1 set
Poggiatesta	1 unità		

Istruzioni d'uso per l'utente:

1. Estrarre la scatola degli accessori dal retro della sedia a rotelle

Aprire la scatola della sedia a rotelle, estrarre la sedia e appoggiarla con delicatezza sul pavimento, poi estrarre la scatola degli accessori dal retro della sedia (vedi Immagine 1-1) e rimuovere il cartone vicino al blocco motore. Ruotare il blocco motore in modalità guida (vedi Immagine 1-2). Contenuto della scatola: caricatore, controller, cavalletto posteriore, manuale d'uso, fascette, strumenti di assemblaggio, etc.



1-1



Impugnatura frizione

1-2

2. Installare il joystick

Il joystick può essere installato sia sul bracciolo sinistro che su quello destro, a seconda delle preferenze personali.

① Fissa il supporto del joystick serrandone bene le viti (vedi Immagine 2-1), ② Inserisci il joystick nel supporto e serra la vite di fissaggio (vedi Immagine 2-2). ③ Collega il cavo e fissalo bene in posizione con gli appositi lacci (vedi Immagine 2-3).



2-1

Supporto del joystick



Montaggio del joystick

2-2

Cablaggio del joystick




2-3

Vite

3. Accendere il mezzo


Dopo aver completato i passaggi precedenti, accendere l'alimentazione. L'interruttore principale di alimentazione e la porta di ricarica si trovano sul retro della scatola della batteria (vedi Immagine 3-1).



4. Aprire la sedia rotelle


Con l'apparecchio spento, tieni premuto per tre secondi il tasto "Su/Estensione" (1) del regolatore (vedi Immagine 4-1). Il pannello del regolatore si illuminerà. Rilascia il tasto al suono della "goccia", e attendi che la sedia a rotelle si apra automaticamente. Una volta che la sedia sia completamente aperta, premi (3) per uscire dalla modalità di apertura e chiusura.

Attiva il tasto di alimentazione (4) e procedi all'uso (vedi Immagine 4-1).



Notes:

Se la sedia a rotelle non riesce a chiudersi automaticamente a causa di una malfunzione elettrica, si prega di usare gli strumenti in dotazione per rimuovere le viti sul retro della sedia a rotelle (vedi Immagine 4-2) per aprirla e chiuderla manualmente.



Specifiche

Principali parametri tecnici

Dimensioni	1076X620X987mm (dimensione controller non inclusa)	Peso mezzo	circa 28.0kg (senza batteria)
Dimensioni chiuso	842X620X560mm (dimensione controller non inclusa)	Carico max	130kg
Raggio di rotazione	1.2m	Peso della batteria	3kg
Velocità max. standard	6Km/h	Capacità di salita	≥ 6°
Capacità di frenata	≤ 1.5m	Pendenza	circa 9°
Tempo di ricarica	circa 5 ore	Batteria	litio 25.2V 524Wh
Tensione di ingresso	AC110-220V	Temperatura applicabile	-15°C ~50°C
Capacità sormontare ostacoli	≥ 40mm	Capacità di attraversamento	100mm
Ruota anteriore	8 pollici	Ruota posteriore	12.5 pollici, pneumatico gonfiabile
Motore	Doppio motore brush con frizione per selezionare la modalità di guida desiderata tra trazione manuale e propulsione elettrica. potere: 200W, tensione: 24V,		
Funzione di chiusura automatica	apertura e chiusura automatica semplicemente premendo un pulsante		

Attenzione

Non gettare la batteria consumata per non inquinare l'ambiente. La batteria a litio consumata del mezzo deve essere riciclata da personale qualificato nelle modalità previste dalla legge.

Installazione ed utilizzo

1. Istruzioni per lo smontaggio della batteria

Prima di rimuovere la custodia della batteria, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione principale sia spento. Scollegare il connettore del bus della batteria (come mostrato in vedi Immagine 1-1), premere la clip a molla ed estrarre la custodia della batteria (vedi Immagine 1-2), quando la batteria è installata, inserire la scatola della batteria direttamente finché la clip a molla non scatti nella scatola della batteria, quindi inserire la spina del bus della batteria nella presa del bus della batteria.

Nota:

1. Prestare attenzione alla parte anteriore e posteriore della custodia della batteria e al lato con l'etichetta rivolta verso l'alto.
2. Quando viene inserito e disinserto il bus della batteria, allineare lo slot della scheda con la protrusione. (Come mostrato in vedi Immagine 1-3).

3. Non toccare i cavi di alimentazione e la porta di ricarica con oggetti metallici quando l'interruttore principale della batteria è attivo, per evitare qualsiasi rischio e danno agli accessori.



2. Interruttore di accensione

Quando l'indicatore luminoso è acceso H3TS+ è acceso, diversamente il mezzo che è spento.

Suggerimento: spegnere sempre la batteria quando il mezzo è inutilizzato previene una scarica eccessiva della stessa.

3. Istruzioni per la ricarica della batteria

Si prega di connettere il caricatore alla sedia a rotelle prima di connetterlo alla presa di corrente per caricare il mezzo. Allineare la tacca sul caricatore (vedi Immagine 3-1) con la parte sporgente della porta di ricarica (vedi Immagine 3-2), inserire e stringere il tappo di fissaggio per la connessione. Si prega di allentare il tappo di fissaggio prima di rimuovere il caricatore dalla sedia a rotelle.



4. Spostare il Joystick sull'Altro Bracciolo (destro o sinistro)

Scollega il cavo del joystick (figura 4-1) e svita il joystick dal suo supporto (vedi Immagine 4-2). Rimuovi il supporto del joystick (vedi Immagine 4-3), ruotalo di 180 gradi e montalo sull'altro bracciolo, serrando bene le viti (vedi Immagine 4-4), quindi inserisci il joystick nel supporto. Stringi la vite (vedi Immagine 4-5), ricollega il cavo del joystick, e infine fissa il cavo in posizione con gli appositi lacci (vedi Immagine 4-6).



5. Istruzioni controller

In ciascuna marcia, il valore di spinta del joystick è compreso tra 0 e 100, 0 indica che il joystick non si muove, 100 indica che il joystick ha il valore di spinta maggiore in una singola direzione. Maggiore è la spinta, maggiore è la velocità.



Quando la sedia a rotelle è in carica

1. Collegare il caricatore (incluso: caricatore, spina)
2. Aprire il bracciolo sul lato del controller per facilitare la ricarica.
3. Collegare prima la spina d'ingresso del caricabatterie alla presa di carica della batteria e poi collegare l'ingresso del caricabatterie all'alimentazione domestica.
4. Quando l'indicatore di carica del caricabatterie è rosso, indica che la batteria è in carica, quando la luce verde è accesa, indica che la carica sarà completata in circa 15 minuti

Istruzioni per la ricarica

Precauzioni:

- Durante la ricarica, allineare lo slot della scheda della spina del caricatore con la parte rialzata del jack di ricarica per inserire la connessione, quindi ruotare il coperchio fisso nella posizione appropriata.
- Prima dell'uso, verificare attentamente che la tensione di ingresso nominale del caricabatterie sia compatibile con la tensione di rete.
- Prima dell'uso, verificare attentamente che la presa del caricabatterie ed il connettore della porta di ricarica siano asciutti e completi e non presentino danni.

• Écran LED

Istruzioni per la Ingranaggio/Modalità

La carrozzina ha 5 marce: D1 D2 D3 D4 D5, Quando “DR” appare nell’area di “Ingranaggio/Modalità”, significa entrare in “Modalità telecomando”; Quando “DF” appare nell’area di “Ingranaggio/Modalità”, significa entrare in “Modalità di ripiegamento”; “B” significa che il bluetooth della carrozzina è stato connesso all’APP o al telecomando bluetooth;



E01–E16 Codice di errore corrispondente al guasto della sedia a rotelle;

E01–E16 Codice di errore corrispondente al guasto della sedia a rotelle

• Regolare l’inclinazione dello schienale

Premere il pulsante “Power Switch” per accendere il controller, premere brevemente il “pulsante Stop”, il display a LED mostra la modalità “DT”. Per regolare l’inclinazione dello schienale tramite il pulsante “Velocità giù/piega” e il pulsante “Accelerazione/apertura”.

1. in modalità “DT”, premere a lungo il pulsante “Accelera/spiega”, lo schienale si apre all’indietro
2. in modalità “DT”, premere a lungo il pulsante “Velocità di discesa/piegamento”, lo schienale si ritrae in avanti.



Schienale rientrato



Stato di inclinazione dello schienale

- Pulsante accensione/spegnimento

Quando la carrozzina è spenta e non è piegata, click the power button to enter standby mode.

Quando la carrozzina, il telecomando e la guida manuale sono in standby, fare clic per accedere allo stato di spegnimento.

Osservazioni: Quando la sedia a rotelle è piegata, non può essere accesa pertanto deve essere completamente aperta prima di poter essere accesa.

- Clacson

Premere il tasto per suonare il clacson, rilasciare per fermare il suono.

- Faro anteriore

Assicurarsi che sia il pulsante di accensione del box della batteria che quello del controller siano accesi, poi premere l'interruttore delle luci per accenderle e premerlo nuovamente per spegnerle.

- Disinserire la modalità di chiusura automatica

Quando la sedia a rotelle è in "Modalità di piegatura/apertura", fare clic sul pulsante per interrompere la chiusura o l'apertura e passare allo stato di spegnimento.

Osservazioni: se il joystick o qualsiasi tasto non viene azionato per 5 minuti, il controller si spegne automaticamente (schermo spento/luci spente) e la sedia a rotelle può essere ricontrollata facendo clic sul pulsante di commutazione sul joystick.

- Diminuire velocità/ Piegare

In modalità spento, tenere premuto il pulsante per 2 secondi, l'H3TS+ entrerà in modalità chiusura/apertura automatica. Rilasciare il pulsante per richiudere il mezzo. In fase di chiusura automatica, premere il pulsante per fermare la chiusura se in fase di chiusura. Quando l'apertura si ferma, premere per richiudere. Nella modalità attiva, modalità controllo remoto e modalità corsa premere il pulsante diminuire la velocità d'andatura.

Nota: durante il processo di piegatura, toccare il joystick o fare clic su un tasto qualsiasi per interrompere la chiusura

- Aumentare velocità/ Estendere

In modalità spento, tenere premuto il pulsante per 2 secondi, l'H3TS+ entrerà in modalità chiusura/apertura automatica. Rilasciare il pulsante per estendere il mezzo. Nella modalità chiusura/apertura automatica, premere il pulsante per fermare l'apertura del mezzo se in fase di apertura. Una volta fermata la chiusura, premerlo per aprire il mezzo. Nella modalità attiva, modalità controllo remoto e modalità corsa, premere il bottone per aumentare la velocità d'andatura.

- Stato di spegnimento: L'interruttore di alimentazione sulla scatola della batteria è acceso, l'interruttore di alimentazione sul joystick è spento, quindi il display a LED è spento.
- Stato di standby: Premendo il pulsante di accensione sul joystick, il display a LED è sempre acceso, senza alcun intervento umano.
- Stato di guida: premere il pulsante di accensione, il display a LED è sempre acceso e utilizzare il joystick per mettere in movimento la carrozzina

Come usare il controller

Attraverso il joystick è possibile controllare i movimenti di H3TS+, muovendolo in avanti, indietro, destra e sinistra, accelerando, decelerando e frenando.

Dopo aver premuto il pulsante di accensione, spingere la leva in avanti facendo avanzare H3TS+. Più si spinge la leva e più aumenterà la velocità. Rilasciare la leva per diminuire la velocità. Quando la leva è rilasciata completamente H3TS+ frena e si ferma automaticamente.

Tirare la leva indietro per far indietreggiare H3TS+. Più si tira la leva e più aumenta la velocità di retromarcia. Rilasciare la leva per diminuire la velocità. Quando la leva è rilasciata completamente H3TS+ frena e si ferma automaticamente.

Analogamente, girare la leva a sinistra o destra per far muovere H3TS+ a sinistra e destra. Spingendo più a sinistra o destra la velocità aumenterà. Rilasciare la leva per rallentare e rilasciarla completamente per frenare e fermare il mezzo.



Avanti:

spingere la
leva avanti e
H3TS+



Indietro:

tirare la
leva indietro
e H3TS+
indietreggerà.



Sinistra:

spingere la
leva a sinistra
e H3TS+ si
muoverà a
sinistra.



Destra:

spingere la
leva a destra
e H3TS+ si
muoverà a
destra.

6. Azionare il tirante della frizione

Spostare la leva nella posizione 'aperta', dopodiché il freno di H3TS+ non sarà più attivo e la sedia a rotelle potrà essere spinta manualmente (non importa se H3TS+ è accesa o spenta, sarà possibile farlo in ogni caso). Quando la leva è spostata nella posizione 'chiusa' nessuno potrà spostare manualmente la sedia.



La leva della frizione deve essere nella posizione 'modalità elettrica', significa che il freno di H3TS+ è attivo ed è possibile utilizzare il mezzo. Per garantire la sicurezza degli utenti e di H3TS+ è proibito usare questa funzione quando il mezzo si trova in salita o in discesa.


7. Installazione del poggiatesta

Fissare le fibbie metalliche ① e ② rispettivamente alla parte metallica ③ e ④, come mostra l'immagine, stringere le viti, regolare il poggiatesta nella posizione corretta mentre si stringe, quindi serrare completamente la vite.



Precauzioni

1. Durante l'installazione, prestare attenzione alla direzione della fibbia in metallo, come da foto, la sinistra corrisponde all'asta dello schienale ④, la destra corrisponde all'asta del poggiatesta ③
2. La parte ② è sopra



Regolare l'inclinazione del poggiatesta



Regolare l'altezza del poggiatesta

8.precauzioni per i corrimani



pulsante del corrimano



8-1



8-2



8-3

uso normale



8-4

- Premere e tenere premuto il pulsante del bracciolo (vedi figura 8-1) allo stesso tempo tirare il bracciolo verso 90° in su (vedi figura 8-2)
- Resetta il braccio e completa la fissazione (vedi Figura 8-3), che corrisponde allo stato di uso normale.

9. Gamba di supporto posteriore (opzionale)



9-1

Foro riservato

Pulsante del piede posteriore



9-2

Supporto posteriore



9-3

Ruota antirollio




9-4

Supporto posteriore

Installare il piedino di supporto posteriore: premi e tieni premuto il tasto del piedino di supporto posteriore (Figura 9-1), inserisci il piedino di supporto posteriore nel foro riservato (Figura 9-1) e rilascia il tasto del piedino di supporto posteriore dopo il bloccaggio. L'installazione è così completa; per smontare il piedino di appoggio, tieni premuto il tasto del piedino di appoggio posteriore ed estrai contemporaneamente il piede di appoggio.

Nota: Se la ruota di supporto posteriore è installata verso il basso, può essere utilizzata come ruota antirollio (Figura 9-3); quando la ruota di supporto posteriore è installata verso l'alto (Figura 9-2), può essere utilizzata come supporto posteriore. Vedi l'uso finale del piede (Figura 9-4).

10. Telecomando Bluetooth (opzionale)



Abbinamento del Telecomando Bluetooth

1. Inserisci le batterie di tipo AAA e accendi, la luce verde lampeggerà una volta;
2. Avvicina il telecomando ad almeno un metro di distanza dalla sedia a rotelle, premi il tasto di accensione, e la luce verde rimarrà accesa. Premi il tasto “@”, la luce verde lampeggerà lentamente a confermare che l’abbinamento è in corso (non azionare il joystick durante l’abbinamento);

3. Ad abbinamento eseguito, la luce verde lampeggerà velocemente. Trascorsi alcuni secondi, attiva la sedia a rotelle ed entra in modalità telecomando. La spia del telecomando cesserà di lampeggiare, resterà accesa per 0,5” per poi spegnersi.

Come Usare il Telecomando Bluetooth

1. Premi il joystick, per controllare la sedia a rotelle, facendola partire, fermare e girare, e la spia del telecomando si spegnerà. Premi il “tasto grande superiore” per suonare il clacson, e premi il “tasto grande inferiore” per accendere i fanali. La luce verde lampeggia una volta ogni cinque secondi quando si è in modalità telecomando.
2. Premi il pulsante “C”, per avanzare alla velocità massima (5) e premi il tasto “D” per passare alla velocità inferiore (2).
3. Premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione”, la spia del joystick della sedia a rotelle si spegnerà, quindi premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione”, la sedia a rotelle si accenderà automaticamente entro 3~5 secondi;
4. Dopo i passaggi precedenti, premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione” per spegnere la sedia a rotelle. Tieni premuto il tasto “B” per ripiegare la sedia a rotelle, quindi rilascialo e premi brevemente lo stesso tasto “B” per interrompere la chiusura. Premi “A” per aprire la sedia a rotelle. Una volta che la sedia sia completamente aperta, premi il tasto “@” per uscire dalla modalità pieghevole. Il joystick e la spia si spegneranno.

Indicatore del Telecomando Bluetooth

1. Premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione” per attivare la sedia a rotelle. Tieni premuto per alcuni secondi il tasto “@” e la luce rossa lampeggerà una volta. Esci dalla modalità telecomando e passa alla modalità standby. Premi il “tasto di accensione”, il telecomando si riattiverà, la luce verde lampeggerà rapidamente, il telecomando si collegherà automaticamente alla sedia a rotelle dopo alcuni secondi e la sedia a rotelle si attiverà automaticamente. Dopo l’attivazione, premi e rilascia il tasto Bluetooth del telecomando. Dopo circa due minuti il telecomando entrerà automaticamente in modalità standby e la luce rossa lampeggerà una volta.
Se la tensione della batteria del telecomando Bluetooth dovesse scendere sotto i 2,1V, la luce rossa continuerà a
3. lampeggiare.

Sicurezza

Si prega di leggere il Manuale d'uso attentamente e seguire le istruzioni di guida. Non usare H3TS+ senza aver prima letto attentamente il Manuale d'uso e aver imparato ad utilizzare il mezzo. Non far usare il mezzo a chi non è in grado di utilizzarlo.

Nota importante:

Serve molta pratica per imparare a manovrare abilmente e in sicurezza H3TS+. Se non hai le capacità o non sei in grado di seguire il Manuale d'uso di questo prodotto, potresti causare danni a te stesso o ad altri. Airwheel è responsabile per difetti o danni del mezzo, ma non per eventuali danni fisici legati all'uso dei nostri prodotti.

Fare attenzione a quanto segue prima dell'utilizzo:

1. Impara e rispetta le regole del traffico.
2. H3TS+ appartiene alla categoria dei veicoli senza motore, essendo progettato in maniera particolare per anziani e disabili. Non è necessario avere una patente di guida in conformità al codice della strada, ma il pilota di H3TS+ deve seguire le stesse regole della strada previste per i pedoni. Usare H3TS+ nelle zone pedonali o piste ciclabili.
 - ① Imparare tutti i segnali e le indicazioni usati per i pedoni.
 - ② Non cambiare direzione o attraversare la strada all'improvviso quando si utilizza il mezzo.
3. Pratica prima dell'uso.

Prima di utilizzare H3TS+, è opportuno imparare a gestire e utilizzare tutte le funzioni del veicolo. Imparare tutte le operazioni, come avanzare, aumentare e diminuire la velocità, fermarsi, indietreggiare, andare in salita e discesa, cambiare direzione in un luogo tranquillo, con poche persone e buone condizioni di strada. Dopodiché è possibile guidare H3TS+ in totale sicurezza.
4. Se possibile, trovare una persona che sappia già usare H3TS+ per accompagnare l'utente al primo utilizzo del mezzo per garantire la sua sicurezza.

5. Non utilizzare H3TS+ dopo aver bevuto, se si è stanchi o non del tutto lucidi per garantire la sicurezza.
6. Accertarsi che l'utente che utilizzerà H3TS+ non soffra di nessun disturbo mentale o altri disturbi che potrebbero manifestarsi durante la guida e risultare in una guida non sicura del mezzo.
7. Se si sta facendo uso di farmaci, accertarsi che le medicine non abbiano alcun effetto sulla capacità di guida o effetti collaterali indesiderati.
8. Accertarsi che le condizioni del veicolo siano buone prima del suo utilizzo per assicurarsi che i freni e le varie operazioni funzioni correttamente, che il sedile sia ben agganciato e che la batteria abbia carica sufficiente.
9. Non riparare questo H3TS+ autonomamente, pena la decadenza della garanzia se in periodo coperto da garanzia.



- Non esporre mai il sistema elettrico di questo veicolo ad ambienti umidi (come pioggia, neve o nebbia), non lavare il veicolo con l'acqua, poiché potrebbe danneggiarne il sistema elettrico. Se H3TS+ è bagnato, può essere utilizzato solo dopo essere stato asciugato e aver confermato che le sue condizioni siano buone.
- Non utilizzare H3TS+ con condizioni meteorologiche ostili, come pioggia, neve, nebbia, vento forte, temperatura inferiore a -20°C o superiore a 40°C . Il sistema elettrico potrebbe danneggiarsi con queste condizioni e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare H3TS+ in spiaggia, strade fangose, strade con pozzanghere, strade ghiacciate, strade troppo lisce o terre saline e alcaline per mantenere le proprietà di guida del veicolo.

Fare attenzione a quanto segue mentre si utilizza il mezzo:

1. H3TS+ è progettato per trasportare una sola persona alla volta.
2. H3TS+ non è pensato per spostare o portare carichi.
3. L'utente deve sedersi sul sedile e usare il joystick per muoversi.
4. Non guidare a zigzag, girare all'improvviso a velocità elevata o sbilanciare il proprio corpo verso un lato per evitare il rischio di ribaltamento.
5. Mantenere la concentrazione e guidare lentamente su strade irregolari o morbide (come ad esempio l'erba), quando si fa una curva, sulle strade con traffico, nei centri commerciali o nei parchi.
6. Non usare apparecchi wireless come il cellulare mentre si guida. Questi apparecchi possono essere usati solo quando si arresta H3TS+ in un luogo sicuro e si spegne il mezzo.
7. Quando si fa retromarcia, fare attenzione alle condizioni della strada e ai pedoni, mantenendo una velocità bassa.
8. Mantenere una velocità bassa quando si esce da una porta o da un ascensore. Non è permesso andare sulle scale mobili con H3TS+.
9. Rimane concentrati, allacciare la cintura di sicurezza e guidare a una velocità bassa quando si percorrono strade in salita o in discesa. Non è permesso usare H3TS+ in strade che superano i limiti di pendenza di questo veicolo.
10. Non superare il grado di pendenza di 5° ad alta velocità.
11. Non superare ostacoli o gradini più alti di 4cm, perché potrebbero impedire a H3TS+ di procedere. In questo caso, passare alla modalità manuale immediatamente.
12. Non superare spazi vuoti più ampi di 10cm. Mantenere una velocità costante quando si supera uno spazio vuoto inferiore ai 10cm.
13. Seguire il codice della strada quando si attraversa una strada e non passare quando il semaforo è rosso. Quando si attraversa un passaggio a livello, fermarsi e controllare le condizioni del traffico, e poi passare i binari mantenendo una velocità bassa, perpendicolarmente ai binari per evitare di rimanere incastrati nello spazio tra le traversine.
14. Non chiudere a aprire con eccessiva frequenza H3TS+.
15. Non prestare H3TS+ a nessuno che non abbia dimestichezza con il mezzo o non abbia mai usato il mezzo. Non lasciare i bambini giocare con il joystick o la presa elettrica.
16. Non utilizzare il mezzo con un carico eccessivo (maggiore di 130kg).



Quando si rilascia la leva del joystick mentre si guida e la leva è tornata in posizione centrale ma H3TS+ non si ferma, bloccare il prima possibile la presa elettrica e contattare il rivenditore più vicino.

Fare attenzione a quanto segue dopo l'utilizzo del mezzo:

1. Se non si utilizzerà H3TS+ per più di 48 ore, si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione.
2. Quando si trasporta H3TS+ su altri mezzi, si prega di controllare che la batteria sia ben fissata.

Utilizzo della batteria:

1. Ricarica ausiliaria: se il tempo di trasporto è corto, si può utilizzare direttamente il mezzo. Se il tempo di trasporto è lungo (2 mesi o di più), la batteria avrà una normale perdita di carica mentre è in magazzino e durante il trasporto. È consigliabile quindi ricaricare la batteria prima dell'utilizzo di H3TS+. Per ricaricare la batteria è necessario inserire il caricatore alla porta apposita in modo da connettere AC100–240V alla sorgente di energia per 5 ore fino alla completa carica della batteria.
Ricarica normale: l'utilizzo di H3TS+ comporta lo scarico della batteria. La batteria deve essere ricaricata immediatamente
2. dopo l'utilizzo del mezzo. Si prega di spegnere l'alimentazione quando non si utilizza il mezzo.
I connettori della batteria devono essere fissati saldamente secondo i requisiti (i collegamenti della batteria sono già
3. stati connessi precedentemente in maniera affidabile in fabbrica). Collegamenti allentati o sbagliati causeranno il malfunzionamento delle parti collegate, provocando danni gravi.

4. La batteria a litio non può stare vicino al fuoco o a fonti di calore ad alta temperatura, non può essere gettata in acqua ed è meglio evitare l'eccessiva esposizione al sole nelle stagioni con alte temperature.
5. Non smontare e scomporre la batteria, poiché le parti interne di litio della batteria sono state assemblate integralmente.
6. La batteria a litio consumata deve essere riciclata dall'azienda o dal rivenditore. Si prega di non gettare la batteria, per non inquinare l'ambiente.

Uso del caricabatteria:

1. Controllare con attenzione la tensione nominale di ingresso del caricabatteria (AC100–240V) e che la tensione di corrente sia costante.
2. Quando è necessario caricare il veicolo, per prima cosa connettere la batteria al caricatore e poi connettere il caricatore alla presa di corrente. L'indicatore di carica rosso indica che la batteria si sta caricando. Quando la luce diventa verde, aspettare 15 minuti affinché la batteria sia completamente carica. Il tempo di ricarica è di circa 2–4 ore (a seconda dalla quantità di batteria rimasta).

Prestare attenzione quando si carica il mezzo:

1. Quando si carica, lasciare il mezzo in un posto sicuro lontano dalla portata dei bambini.
2. Non è consigliabile usare il mezzo quando non è caricato completamente.
3. Non usare caricabatteria di altri marchi, o altri marchi di batterie poiché potrebbero non essere compatibili con il caricabatteria.
4. Non smontare il caricatore, poiché contiene circuiti ad alto voltaggio.
Evitare che particelle liquide o metalliche penetrino all'interno e fare attenzione a non far cadere o colpire il caricabatteria,
6. per non causare danni durante l'uso e il deposito.
7. Quando si carica il mezzo, non attaccare nessun altro oggetto.
È necessario ricaricare il mezzo completamente e spegnerlo prima di riporlo. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

Come guidare questo H3TS+:

1. Il pilota dovrebbe allacciare la cintura di sicurezza dopo essersi seduto sul mezzo.
 2. Premere il pulsante di accensione e il display con l'indicatore di batteria a 5 scale si accenderà o lampeggerà lentamente.
 3. Spingere lentamente la leva del joystick in avanti fino a sentire il rumore del freno elettromagnetico. A questo punto, l'H3TS+ dovrebbe muoversi in avanti. Analogamente, sposta la leva indietro, a sinistra o a destra e l'H3TS+ si muoverà
 4. indietro, a sinistra e a destra.
Regolare la velocità di andatura attraverso l'apposito pulsante, a seconda delle condizioni della strada, dell'ambiente e
 5. delle preferenze personali.
Quando ci si vuole fermare, rilasciare la leva del joystick che si posizionerà al centro. A questo punto si sentirà un
 6. suono elettromagnetico a indicare che l'H3TS+ sta frenando.
Fare attenzione alle condizioni circostanti quando si fa la retromarcia. Tirare lentamente indietro la leva del joystick e l'H3TS+ inizierà ad indietreggiare.
- Airwheel si riserva il diritto dell'interpretazione finale di tutti i termini e le condizioni di questo Manuale d'uso.

App download (opzionale)




Scansionare il QR code per scaricare l'App


*valida per Android 4.3 e superiori, iOS 7.0 e superiori

APP istruzioni


1. Accendere H3TS+ con il pulsante di accensione, aprire l'App e attivare il Bluetooth.
2. Cliccare il pulsante di ricerca e seguire le istruzioni che seguono (password di verifica: 11111111).
3. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web ufficiale o chiamare.




Cliccare su 'Scooter intelligente autobilanciante'.




Cliccare il tasto di ricerca .




L'app cercherà il mezzo Airwheel nelle vicinanze. Cliccare sul modello che si vuole connettere tra quelli trovati.




Immettere il codice di verifica 11111111 per connettersi.




Attivare e entrare nella pagina iniziale.




Cliccare sul tasto luci per accendere il fanale anteriore ☀️. Cliccare sul tasto clacson per far suonare il clacson 📢.




Quando H3TS+ è spento, cliccare sul tasto di chiusura e il mezzo si richiuderà automaticamente. Cliccare il tasto di apertura e il mezzo si riaprirà automaticamente. Cliccare il bottone di disattivazione per disattivare la modalità di chiusura automatica.




Quando sullo schermo compare l'icona di H3TS+ significa che il mezzo è pronto per essere guidato.




Cliccare sul tasto 'Menù principale' ☰ per aprire la barra laterale.



Cliccare il tasto nella barra laterale per aprire l'interfaccia del controllo remoto.



Spostare il bottone ● per controllare lo scooter elettrico e farlo andare in avanti, dietro e girare.



Spostare la barra per il controllo della velocità e cliccare sull'icona 📶 per passare alla modalità manuale.



Airwheel H3TS+

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diagramm



Packliste

H3TS+	1 Einheit	Ladegerät	1 Einheit
Bedienungsanleitung	1 Einheit	Zubehör	1 Stück
Kopfstütze	1 Einheit		

Out of the Box Anleitung:

1. Entfernen Sie das Zubehörfach an der Rückseite des Rollstuhls.

Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie den Rollstuhl heraus und legen Sie ihn vorsichtig auf den Boden. Entfernen Sie die Zubehörkartons an der Rückseite des Rollstuhls (Abbildung 1-1) und die Kupplung. Ziehen Sie die Pappe am Hebel und drehen Sie den linken und rechten Hebel in den elektrischen Modus (Abbildung 1-2). Die Zubehörbox ist mit einem Ladegerät, Controller, Hinterbeinen, Anweisungen, Kabelbindern und Werkzeugen ausgestattet.



1-1



1-2

2. Installieren Sie den Controller

Abhängig von der spezifischen Situation des Benutzers können Sie wählen, ob Sie es am linken (rechten) Handlauf installieren möchten.

1. Schrauben Sie den Controller-Kartensteckplatz an die Armlehne (Abbildung 2-1).
2. Setzen Sie die Controller-Baugruppe in den Kartensteckplatz ein und ziehen Sie die Schrauben fest (siehe Abbildung 2-2).
3. Schließen Sie die Controller-Verkabelung an und befestigen Sie die Controller-Verkabelung mit dem Kabelbinder (Abbildung 2-3).



2-1

Steckplatz für
Controller-Karte



2-2

Controller-
Baugruppe

Controller-Verkabelung


Schraube



2-3


3. Schalten Sie die Strom ein

Schalten Sie nach dem Ausführen der obigen Schritte die Stromversorgung ein. Der Hauptschalter und der Ladeanschluss befinden sich hinter dem Batteriefach (Abbildung 3-1).




4. Starten Sie den Rollstuhl

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts- / Erweiterungstaste 1 am Controller 3 Sekunden lang gedrückt (siehe Abbildung 4-1). Wenn die obere Kontrollleuchte leuchtet und das Tropfgeräusch ertönt, lassen Sie die Taste los und warten Sie automatisch auf den Rollstuhl. Erweitern Drücken Sie nach Abschluss der Erweiterungsaktion 3, um den Erweiterungsmodus zu beenden. Schalten Sie abschließend den Netzschalter des in Abbildung 4-1 gezeigten 4-Schalter-Geräts ein und nehmen Sie den Rollstuhl in Betrieb.



Hinweis:

Wenn der Rollstuhl wegen eines Defekts der elektrischen Teile während des Gebrauchs nicht eingefahren werden kann, entfernen Sie die Schrauben (im hinteren Teil des Fahrzeugs) wie in Abbildung 4-2 gezeigt, um den Rollstuhl manuell einzufahren.



Technische Daten

Wichtige technische Parameter

Tamaño	1076X620X987mm (Größe des Kontrollhebels nicht)	Gewicht	~28.0kg (ohne Batterie)
Größe wenn zusammengeklappt	842X620X560mm (Größe des Kontrollhebels nicht)	Max. Belastung	130kg
Rotationsradius	1.2m	Batteriegewicht	3kg
Standard max. Geschwindigkeit	6Km/h	Kletterkapazität	≥ 6°
Bremsleistung	≤ 1.5m	Neigungskapazität	ca. 9°
Ladezeit	ca. 5 Std.	Batterie	Lithium 25.2V 524W
Eingangsspannung	AC110–220V	Anwendbarer Temperaturbereich	-15°C ~50°C
Bodenunebenheiten–Kapazität	≥ 40mm	Grabenüberquerungs–Kapazität	100mm
Vorderrad	20cm	Hinterrad	32Cm, aufblasbare Reifen
Motor	Doppelbürstenmotor mit Kupplungszugstange. Leistung: 200W; Spannung: 24V;		
Automatische Zusammenklappfunktion	Ein Schlüssel zum automatischen Zusammenklappen und Aufklappen		

Achtung

Bitte werfen Sie der Umwelt zuliebe die Altbatterie nicht weg in den Kehricht. Die Alt–Lithiumbatterie wird durch das Unternehmen oder den Händler, sowie von der Regierung bestimmten Vertriebsstellen recycelt.


Installation und Gebrauch

1. Anweisungen zur Demontage der Batterie

Stellen Sie vor dem Entfernen des Batteriegehäuses sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Batteriebusstecker ab (wie in Abbildung 1-1 gezeigt), drücken Sie die Federklammer und ziehen Sie das Batteriegehäuse heraus (Abbildung 1-2). Wenn die Batterie installiert ist, setzen Sie den Batteriekasten direkt ein, bis die Feder den Batteriekasten einrastet, und setzen Sie ihn ein. Stecken Sie den Batteriebusstecker in die Batteriebusbuchse.

Hinweis:

1. Beachten Sie die Vorder- und Rückseite des Batteriegehäuses sowie die Seite mit dem Aufkleber nach oben.
2. Richten Sie den Kartensteckplatz nach dem Einstecken und Herausnehmen des Akkubusses am Vorsprung aus (wie in Abbildung 1-3 dargestellt).
3. Berühren Sie keine Metallgegenstände und Ladeanschlüsse mit Metallgegenständen, wenn der Batterie Hauptschalter eingeschaltet ist, um Beschädigungen des Zubehörs und Gefahren zu vermeiden.



2. Netzschalter

Wenn die Anzeige leuchtet, ist H3TS+ eingeschaltet, und wenn sie ausgechaltet ist, ist H3TS+ ausgeschaltet.

Tipp: Bitte schalten Sie das Gerät aus, um zu verhindern, dass sich der Akku übersteuert, wenn Sie ihn nicht benutzen.

3. Anweisungen zum Laden des Akkus

Schließen Sie das Ladegerät vor dem Laden an die Fahrzeugbatterie an und schließen Sie es an das Stromnetz an. Richten Sie beim Laden den Schlitz der Ladesteckdose (wie in Abbildung 3-1 gezeigt) auf den vorstehenden Teil des Ladeanschlusses aus (Abbildung 3-2). Setzen Sie die Kappe ein und ziehen Sie sie fest. Lösen Sie beim Lösen die Befestigungsabdeckung und ziehen Sie das Ladegerät heraus.




4. Controller links und rechts vertauschen

Trennen Sie die Steuerung (Abbildung 4-1) und lösen Sie die Schraube, um die Steuerung zu entfernen (Abbildung 4-2). Entfernen Sie den Controller-Kartensteckplatz auf einer Seite (Abbildung 4-3), drehen Sie den Controller-Kartensteckplatz um 180 Grad in die andere Armlehnenposition, ziehen Sie die Schraube fest, um den Controller-Kartensteckplatz zu sichern (Abbildung 4-4), und setzen Sie den Controller in die Karte ein. Befestigen Sie die Schlitzschraube (Abbildung 4-5), schließen Sie die Controller-Verkabelung wieder an und befestigen Sie das Controller-Kabel schließlich mit einem Kabelbinder (Abbildung 4-6).



5. Kontrollhebel–Anleitung

In jedem Gang liegt der Joystick–Schubwert zwischen 0 und 100, 0 zeigt an, dass sich der Joystick nicht bewegt, 100 zeigt an, dass der Joystick den größten Schubwert in die jeweilige Richtung hat. Je größer der Schub, desto höher die Geschwindigkeit.



Handbuch der USB–Ausgangsschnittstelle

Schrauben Sie die Schutzabdeckung ab und stecken Sie das USB–Ladekabel ein, um elektronische Produkte mit einer Spannung von DC=5V aufzuladen (Bitte verwenden Sie das Original–Ladekabel des zu ladenden Produkts.)

Wenn der Rollstuhl aufgeladen wird

1. Schließen Sie das Ladegerät an (im Lieferumfang enthalten: Ladegerät, Stecker)
2. Öffnen Sie die Armlehne an der Seite des Controllers zum einfachen Aufladen
3. Schließen Sie zuerst den Eingangsstecker des Ladegeräts ordnungsgemäß an die Ladebuchse des Akkus an und verbinden Sie dann das Eingangsende des Ladegeräts mit der Wechselstromversorgung
4. Wenn die Ladeanzeige des Ladegeräts rot ist, zeigt dies an, dass der Akku aufgeladen wird. Wenn das grüne Licht leuchtet, kann er in etwa 15 Minuten vollständig aufgeladen werden

Ladeanweisungen

Vorsichtsmaßnahmen:

- Richten Sie beim Laden den Kartensteckplatz des Ladesteckers mit dem erhöhten Teil der Ladebuchse aus, um die Verbindung einzuführen, und drehen Sie dann die feste Abdeckung in die entsprechende Position.
- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Nenneingangsspannung des Ladegeräts mit der Netzspannung übereinstimmt
- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Ladebuchse und der Stecker des Ladeanschlusses trocken und vollständig sind und keine Schäden aufweisen

• LED-Anzeige

Umschaltung Gang/Modus

Der Rollstuhl hat 5 Gänge: D1 D2 D3 D4 D5


Wenn "DR" im Bereich "Gear/Modus" erscheint, bedeutet dies, dass der "Fernbedienungsmodus" aufgerufen wird.

Wenn "DF" im Bereich "Gear / Mode" erscheint, bedeutet dies, dass der "Falt-Modus" aufgerufen wird. "B" bedeutet, dass das Bluetooth des Rollstuhls mit der APP oder der Bluetooth-Fernbedienung verbunden wurde;

E01–E16 Entsprechender Fehlercode des Rollstuhlausfalls

A01–A16 Entsprechender Fehlercode des Rollstuhlausfalls


Gang/Modus Fehler



• Stellen Sie den Rückenlehnenwinkel ein

Drücken Sie die Taste "Power Switch", um die Stromversorgung der Steuerung einzuschalten, Drücken Sie kurz die "Stopp-Taste", Das LED-Display zeigt den "DT"-Modus an, Zum Einstellen des Rückenlehnenwinkels über die Tasten "Verlangsamen/Falten" und "Beschleunigen /Auffalten".

1. Drücken Sie im "DT"-Modus lange auf die Taste "Beschleunigen/Auffalten", die Rückenlehne klappt nach hinten auf
2. Drücken Sie im "DT"-Modus lange auf die Taste "Verlangsamen/Falten", die Rückenlehne wird nach vorne eingefahren.



Rückenlehne eingefahren



Neigungszustand der Rückenlehne

• Ein- / Ausschalten

Wenn der Rollstuhl ausgeschaltet und nicht gefaltet ist, klicken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln. Wenn sich der Rollstuhl im Standby-, Fernsteuerungs-, Fahr- und manuellen Modus befindet, klicken Sie, um in den Abschaltzustand zu wechseln.
Anmerkungen: Wenn der Rollstuhl zusammengeklappt ist, kann er nicht eingeschaltet werden, zuerst muss der Rollstuhl vollständig entfaltet werden, dann kann er eingeschaltet werden.

• Vorderlichtschalter

Wenn das aktuelle Licht an ist, klicken Sie auf das Licht und klicken Sie auf das Licht. (Das Auto ist im Standby-Modus, Fernbedienung, Fahr- und Fahrmodus)

• Hupe

Drücken Sie die Taste um den Summer zu aktivieren.
Lassen Sie die Taste los, und der Summer stoppt.

• Aufklapp- / Zusammenklappmodus verlassen

Wenn sich der Rollstuhl im "Falt- / Entfaltungsmodus" befindet, klicken Sie auf die Taste, um das Falten oder Entfalten zu stoppen und in den ausgeschalteten Zustand zu wechseln.
Anmerkungen: Wenn der Joystick oder eine Taste 5 Minuten lang nicht betätigt wird, schaltet sich die Steuerung automatisch ab (Bildschirm aus / Lichter aus) und der Rollstuhl kann durch Klicken auf die Einschalttaste auf dem Joystick erneut gesteuert werden.

• Gangschaltung+ / Ausklappen

Im Schlafmodus drücken Sie die Taste länger als 2 Sekunden, der H3TS+ wechselt in den Aufklapp- / Zusammenklappmodus.

Lassen sie es los um zusammenzuklappen.

Klicken Sie im Modus "Aufklappen / Zusammenklappen" auf die Schaltfläche, um das Verlängern zu beenden wenn es am verlängern ist. Wenn das zusammenklappen stoppt, klicken Sie darauf um aufzuklappen.

Im Bereitschaftsmodus, im Fernbedienungsmodus und im Fahrmodus können Sie auf den Schaltknopf drücken um einen Gang zu erhöhen.

• Gangschaltung- (Abbremsen) / Zusammenziehen

En el estado de apagado, presione el botón durante 2 segundos, la silla entra en modo de extensión / contracción. Libérela para contratarse.

En el modo de extensión / contratación, haga clic en el botón para detener la contratación si se está contrayendo. Cuando la extensión está parada, haga clic para contraer.

En el modo listo, modo de control remoto y modo de conducir, haga clic en el botón de marcha para disminuir una marcha.

Hinweis: Berühren Sie während des Faltvorgangs den Joystick oder klicken Sie auf eine beliebige Taste, um das Falten zu stoppen

- Ausschaltzustand: Der Netzschalter am Batteriekasten ist eingeschaltet, der Netzschalter am Joystick ist ausgeschaltet, dann ist die LED-Anzeige ausgeschaltet.
- Standby-Zustand: Drücken Sie den Netzschalter auf dem Joystick, die LED-Anzeige ist immer eingeschaltet, ohne menschliche Bedienung.
- Fahrzustand: Drücken Sie den Netzschalter, die LED-Anzeige ist immer eingeschaltet und verwenden Sie den Joystick, um den Rollstuhl in Bewegung zu setzen

Verwenden des Kontrollhebels

Der Kontrollhebel steuert H3TS+, um vorwärts und rückwärts zu gehen, und nach links und rechts zu drehen, und um zu beschleunigen, abzubremesen und zu bremsen. Nach dem Einschalten schieben Sie den Knüppel vertikal nach vorne und H3TS+ bewegt sich vorwärts. Je weiter nach vorne der Knüppel gedrückt wird, desto höher die Geschwindigkeit. Lassen Sie den Knüppel los um zu verlangsamen, und wenn er vollständig freigelassen wird, wird der Knüppel zurückgesetzt und H3TS+ stoppt und befindet sich im Bremszustand. Ziehen Sie den Knüppel rückwärts um H3TS+ rückwärts zu bewegen. Je mehr sie ihn rückwärts ziehen, desto schneller bewegt sich H3TS+ rückwärts. Lassen Sie den Knüppel los um zu verlangsamen, und wenn er vollständig freigelassen wird, wird der Knüppel zurückgesetzt und H3TS+ stoppt und befindet sich im Bremszustand.

In derselben Weise drehen Sie den Knüppel nach links oder rechts, und H3TS+ wird sich dementsprechend nach links oder rechts drehen. Je mehr nach links oder rechts gedrückt wird, desto schneller dreht sich H3TS+ nach links oder nach rechts. Lassen Sie den Knüppel los um zu verlangsamen, und wenn er vollständig freigelassen wird, wird der Knüppel zurückgesetzt und H3TS+ stoppt und befindet sich im Bremszustand.



Vorwärts:

Schieben Sie die Betriebswippe nach vorne um H3TS+ vorwärts zu bewegen.



Rückwärts:

Schieben Sie die Betriebswippe nach hinten um H3TS+ rückwärts zu bewegen.



Nach links:

Schieben Sie die Betriebswippe nach links um H3TS+ Nach links zu bewegen.



Nach rechts

Schieben Sie die Betriebswippe nach rechts um H3TS+ Nach rechts zu bewegen.

6. Zugstange der Kupplung bedienen

Ziehen Sie die Zugstange in die geöffnete Position, funktioniert die Bremse von H3TS+ nicht mehr, und der Rollstuhl kann jetzt von Personen geschoben werden (unabhängig davon ob H3TS+ ein- oder ausgeschaltet ist). Wenn die Zugstange in die nahe Position gezogen wird, kann H3TS+ nicht geschoben werden.




Der Kupplungshebel muss sich im Elektrischen Modus befinden, d.h. H3TS+ ist am bremsen, der H3TS+ kann gefahren werden. Um die Sicherheit von Personen sowie H3TS+ zu gewährleisten, ist es verboten diese Funktion bergauf oder bergab zu nutzen.

7.Kopfstützenmontage


Befestigen Sie die Metallschnallen ① und ② am Metallteil ③ bzw. ④ .

Wie auf dem Bild zu sehen, ziehen Sie die Schrauben fest, stellen Sie die Kopfstütze beim Anziehen in die richtige Position und ziehen Sie die Schraube dann vollstndig fest.



Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte achten Sie bei der Montage auf die Richtung der Metallschnalle, Wie auf dem Bild zu sehen, entspricht die linke der Stange der Rückenlehne ④ ,rechts entspricht der Stange der Kopfstütze ③ .
2. Teil ② ist oben.



8. Vorsichtsmaßnahmen für den Handlauf



Handlauf-
Taste



8-1



8-2



8-3



8-4

Normaler Gebrauch

- Halten Sie die Armlehnen-Taste gedrückt und ziehen Sie die Armlehne um 90 Grad nach oben.

- Nachdem die Armlehne zurückgesetzt und fixiert wurde, wird sie normal verwendet.

9.Hinterer Fuß (optional)



Loch

Taste am
hinteren Stützfuß

9-1



Rückseitige
Halterung

9-2



Stützrad

9-3




Rückseitige
Halterung

9-4

Hinteren Stützfuß installieren: Halten Sie die Taste am hinteren Stützfuß gedrückt (Abbildung 9-1), stecken Sie den Stützfuß in das dafür vorgesehene Loch (Abbildung 9-1) und lassen Sie die Taste los. Der Fuß wird verriegelt und die Installation ist abgeschlossen. Stützfuß demontieren: Halten Sie die Taste am hinteren Stützfuß gedrückt und ziehen Sie den Stützfuß heraus. Hinweis: Wenn das hintere Rad nach unten gerichtet installiert wird, kann es als Stützrad verwendet werden (Abbildung 9-3). Wird es nach oben gerichtet installiert (Abbildung 9-2), kann es als Stabilisator verwendet werden. Sie auch Abbildung 9-4 für die finale Anwendung des Fußes.

10. Bluetooth remote control (if have this optional)



Pairing der Bluetooth-Fernbedienung

1. Setzen Sie die Batterie Nr. 7 in die Bluetooth-Fernbedienung ein und schalten Sie die Fernbedienung nach dem Einsetzen der Batterie ein.
2. Bewegen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 1 Meter zum Rollstuhlgriff. Drücken Sie kurz auf die Ein / Aus-Taste, das grüne Licht leuchtet ständig, drücken Sie dann schnell auf die Taste "®".
3. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt das grüne Licht schnell. Nach einigen Sekunden wird der Rollstuhl eingeschaltet und wechselt in den Fernbedienungsmodus. Zu diesem Zeitpunkt hört die Fernbedienung auf zu blinken und erlischt nach 0,5 Sekunden.

Wie verwende ich die Bluetooth–Fernbedienung

1. Drücken Sie den Bluetooth–Fernbedienungs–Joystick. Die Fernbedienung kann normalerweise das Fahren des Rollstuhls steuern. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung erlischt. Drücken Sie kurz die große Taste auf der Oberseite. Die Hupe des Rollstuhls ertönt. Drücken Sie kurz die große Taste auf der Unterseite. Schalten Sie die Scheinwerfer des Rollstuhls wieder ein. Der Joystick und das grüne Licht blinken alle 5 Sekunden.
2. Drücken Sie kurz die Bluetooth–Fernbedienungstaste "C". Die Geschwindigkeit des Rollstuhls wird in den 5. Gang geschaltet. Die Geschwindigkeit des Rollstuhls wird schneller. Drücken Sie dann die Bluetooth–Fernbedienungstaste "D". Die Geschwindigkeit des Rollstuhls wird in den 2. Gang zurückgeschaltet und die Geschwindigkeit des Rollstuhls wird langsamer.
3. Drücken Sie kurz oder lang auf die Ein / Aus–Taste, um den Rollstuhl freizugeben. Die Leuchte am Rollstuhlgriff ist aus und aus. Drücken Sie kurz oder lang auf die Ein / Aus–Taste, um den Rollstuhl freizugeben. Der Rollstuhl öffnet sich automatisch innerhalb von 3–5 Sekunden.
4. Unmittelbar nach den obigen Schritten wird der Rollstuhl durch kurzes oder langes Drücken der Ein / Aus–Taste ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste „B“. Der Rollstuhl wechselt automatisch in den Teleskopmodus und beginnt zu klappen. Lassen Sie die Taste dann los und drücken Sie kurz die Taste „B“. Der Schlüssel, der Rollstuhl wird vorübergehend eingeklappt, und dann wird die Taste "A" kurz gedrückt und der Rollstuhl wird wieder eingeklappt. Nachdem der Einsatz abgeschlossen ist, wird die Taste "@ " kurz gedrückt, der Rollstuhl verlässt den Klappmodus und der Griff wird ausgeschaltet und das Licht wird ausgeschaltet.

Bluetooth–Fernanzeige

1. Drücken Sie kurz oder lang auf die Ein / Aus–Taste, um das Gerät freizugeben. Drücken Sie die @ –Taste, um den Rollstuhl einzuschalten. Das rote Licht blinkt alle paar Sekunden und die Fernbedienung verlässt den Fernbedienungsmodus, um in den Ruhezustand zu wechseln. Drücken Sie anschließend kurz auf die Ein / Aus–Taste, um die Fernbedienung zu aktivieren. Das grüne Licht blinkt schnell und nach einigen Sekunden stellt die Fernbedienung automatisch eine Verbindung her und der Rollstuhl schaltet sich automatisch ein.
2. Drücken Sie nach dem Hochfahren den Bluetooth–Joystick und lassen Sie ihn los. Zu diesem Zeitpunkt startet die Zeitmessung. Nach ca. 2 Minuten wechselt die Fernbedienung automatisch in den Ruhezustand und das rote Licht blinkt sofort.
3. Wenn die Trockenbatteriespannung niedriger als 2,1 V ist, befindet sich die Bluetooth–Fernbedienung zu diesem Zeitpunkt in einem niedrigen Batteriestatus, und das rote Licht blinkt weiter.

Sicherheit

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam durch und befolgen Sie den Fahr Voraussetzungen während des Fahrens von H3TS+. Bitte benutzen Sie es erst, wenn Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig gelesen haben und mit dem Umgang von H3TS+ vertraut sind. Verleihen Sie es nicht an Personen, die nicht mit H3TS+ umgehen können.

Wichtige Notiz:

Sie brauchen viel Übung im Umgang mit H3TS+ um die Fertigkeit zu erhalten, sicher mit H3TS+ fahren zu können. Wenn Sie nicht sachkundig sind oder die Bedienungsanleitung dieses Produkts nicht befolgen, kann dies Verletzungen oder Sachschäden für den Fahrer oder andere Personen verursachen. Unsere Firma übernimmt nur die Verantwortung für Produktfehler oder Schäden und wir sind NICHT verantwortlich für Körperverletzungen oder Sachschäden im Zusammenhang mit der Verwendung von unseren Produkten.

Bitte vor Inbetriebnahme beachten:

1. Machen Sie sich mit den lokalen Verkehrsregeln vertraut.
2. H3TS+ ist als Nicht-Kraftfahrzeug eingestuft und wurde speziell für ältere Menschen und Menschen mit Mobilitätsproblemen entwickelt. In Übereinstimmung mit dem Verkehrsgesetz wird kein Führerschein benötigt, aber Fahrer von H3TS+ sollten die gleichen Verkehrsregeln beachten, die auch Fußgänger beachten müssen. Bitte fahren Sie H3TS+ ausschließlich in der Fußgängerzone oder auf dem Fahrradweg.
 - ① Machen Sie sich mit allen Verkehrssignalmarkierungen für Fußgänger vertraut.
 - ② Ändern Sie beim Fahren auf der Straße nicht plötzlich die Fahrrichtung, überqueren Sie die Straße nur wo zugelassen.
3. Bedienung Üben.

Bevor Sie dieses H3TS+ zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sich mit allen Funktionen dieses Fahrzeugs vertraut machen. Üben Sie die Bedienung, wie vorwärts fahren, Geschwindigkeit erhöhen, Geschwindigkeit reduzieren, anhalten, rückwärts fahren, bergauf fahren, bergab fahren und Richtung drehen an Orten mit wenig Menschen und guter Straßenbeschaffenheit. Nachdem Sie sich mit all diesen Vorgängen vertraut gemacht haben können Sie offiziell auf der
4. Straße fahren.

Finden Sie, falls möglich, eine Person die mit H3TS+ vertraut ist, um Sie zu begleiten und um Ihre Sicherheit während des ersten Betriebs auf der Straße zu gewährleisten.

5. Fahren Sie nicht mit H3TS+, wenn Sie Alkohol getrunken haben, erschöpft sind oder nicht genug klaren Verstandes sind, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
6. Bitte bestätigen Sie, dass der Bedienende dieses H3TS+ nicht an einer Geisteskrankheit oder einer anderen Krankheit leidet, die während der Fahrt plötzlich auftreten können und dazu führen könnten, dass der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr sicher fahren kann.
7. Wenn Sie Arzneimittel einnehmen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, um zu bestätigen dass das Arzneimittel keinen negativen Einfluss auf Ihre Fähigkeit hat, H3TS+ zu verwenden.
8. Überprüfen Sie den Fahrzeugzustand, um zu bestätigen, ob die Bremse und Fahrtüchtigkeit auch sonst gegeben sind, ob der Sitz verriegelt ist und ob die Batterieladung ausreichend ist.
9. Verändern Sie nichts an H3TS+ ohne die Genehmigung unserer Firma.



- Setzen Sie das elektrische System des Fahrzeugs niemals einer feuchten Umgebung aus (z. B. Regen, Schnee oder Nebel), und benutzen Sie nicht Wasser um das Fahrzeug zu reinigen, da dies das elektrische System beschädigen könnte. Wenn H3TS+ nass ist, kann es nur verwendet werden, nachdem es getrocknet und als in einem guten Zustand bestätigt wurde.
- Fahren Sie den H3TS+ nicht unter schlechten Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Nebel, starkem Wind, sowie Temperaturen unter -20°C oder über 40°C . Das elektrische System kann unter diesen Bedingungen beschädigt werden und zu Fehlfunktionen führen.
- Fahren Sie H3TS+ nicht in der Wüste, am Strand, auf schlammigen Straßen, durch Pfützen, auf vereister Straße, sehr glatter Straße oder salzigem und alkalischem Untergrund, um die Fahreigenschaften des Fahrzeugs in gutem Zustand zu bewahren.

Bitte während der Bedienung beachten:

1. H3TS+ ist nur mit einem Sitz ausgestattet, es können keine Passagiere aufgenommen werden.
2. H3TS+ ist nicht zum Transportieren oder Verladen von Fracht bestimmt.
3. Der Bedienende sollte sich auf den Sitz setzen und den Hebel zur Bedienung ergreifen.
4. Fahren Sie nicht im Zickzack, nehmen keine plötzliche Drehungen mit hoher Geschwindigkeit vor oder neigen Sie nicht Ihren Oberkörper, um eine Neigung zur Seite von H3TS+ zu vermeiden.
5. Konzentrieren Sie sich bitte aufmerksam und fahren Sie auf unebenen oder weichen Straßen (z. B. Grünland), beim Abbiegen, auf stark befahrenen Straßen, in Einkaufszentren oder in Parks mit reduzierter Geschwindigkeit.
6. Verwenden Sie während der Fahrt keine drahtlosen Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone. Diese Geräte dürfen nur verwendet werden wenn Sie den H3TS+ an einem sicheren Ort stoppen und die Stromversorgung unterbrechen.
7. Wenn Sie sich rückwärts bewegen, achten Sie auf Straßenverhältnisse und Fußgänger mit geringer Geschwindigkeit.
8. Fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit wenn Sie aus der Tür oder dem Aufzug steigen. Es ist nicht gestattet, mit H3TS+ die Rolltreppe zu nehmen.
9. Bleiben Sie sehr konzentriert, befestigen Sie den Sicherheitsgurt und fahren Sie langsam und geradeaus wenn sie bergauf oder bergab fahren. Es ist nicht erlaubt, H3TS+ in Steigungen zu fahren, die die zugelassene Grenze dieses Fahrzeugs überschreiten.
10. Fahren Sie nicht mit hoher Geschwindigkeit auf Steigungen von mehr als 5° .
11. Überqueren Sie keine Hindernisse oder Stufen höher als 4 cm, ansonsten könnte H3TS+ am weiterfahren verhindern und blockiert werden. Lassen Sie in diesem Fall den Bedienungshandgriff sofort los.
12. Überschreiten Sie keine Lücke, die breiter als 10 cm ist. Fahren Sie mit H3TS+ geradeaus, wenn Sie eine Lücke von weniger als 10 cm überqueren.
13. Befolgen Sie die Verkehrsregeln, wenn Sie durch die quer durch die Straße fahren, und überfahren Sie kein rotes Signallicht aus. Wenn Sie Eisenbahnlinien passieren, halten Sie bitte an um die Umgebungsbedingungen zu beobachten, und fahren Sie dann langsam in senkrechter Richtung zu den Gleisen, um nicht in die Lücke zwischen den Schwellen feststecken zu bleiben.
14. Verriegeln oder entriegeln Sie die elektrische Tür nicht allzu häufig. Starten oder stoppen Sie H3TS+ nicht allzu häufig.
15. Leihen Sie Ihr H3TS+ nicht an jemanden, der mit diesem Fahrzeug nicht vertraut ist oder es nie benutzt hat. Lassen Sie keine Kinder mit dem elektrischen Türschloss oder dem Bedienungshandgriff spielen.
16. Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht mit zu hoher Last (höher als 130 kg).



Wenn Sie den Bedienungsgriff während der Fahrt loslassen und der Griff in die mittlere Position zurückgekehrt ist, aber H3TS+ nicht stoppt, verriegeln Sie bitte die elektrische Tür so schnell es geht und wenden Sie sich an den nächsten Händler.

Bitte nach der Bedienung beachten:

1. Wenn Sie H3TS+ länger als 48 Stunden nicht verwenden, schalten Sie bitte den Netzschalter aus.
2. Wenn Sie H3TS+ zu anderen Fahrzeuge bringen, stellen Sie sicher, dass die Batterie fest ist.

Batterieverbrauch:

1. Zusatzladung: bei kurzer Lieferfrist können Benutzer die Batterie direkt benutzen. Bei länger dauernder Lieferzeit (2 Monate oder länger), verliert die Batterie während der Lagerung und des Transports an Strom. In solchen Fällen ist es besser, die Batterie vor dem Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen muss das Ladegerät an die Batterie angeschlossen und mit einer 100–240 V Stromquelle 5 Stunden lang aufgeladen werden, bis das Ladegerät voll ist.
2. Die normale Ladung der Batterie: Der Betrieb von AIR ist auch der Entladevorgang der Batterie. Die Batterie sollte unmittelbar nach der Benutzung des Fahrzeugs aufgeladen werden.
Bitte bei Nicht-Gebrauch die Stromversorgung ausschalten.
3. Die Stecker der Batterie-Box sollten entsprechend den Anforderungen fest angezogen werden (die Verbindungsleitung der Batteriebox wurde vor der Auslieferung sicher angeschlossen). Gelöste oder falsche Verbindungen führen dazu, dass die betroffenen Teile sich nicht normal Verhalten und kann zu ernsthaften Schäden führen.
4. Lithiumbatterien können nicht nahe an offenen Feuerstellen oder Wärmequellen mit hohen Temperaturen sein, dürfen nicht in Wasser geworfen werden und sollten zur heißen Jahreszeit nicht der Sonne ausgesetzt werden.
5. Zerlegen Sie nicht die Batterie, da der interne Teil der Lithium-Batterie intakt verpackt ist.
6. Die Alt-Lithiumbatterie wird durch das Unternehmen oder den Händler, sowie von der Regierung bestimmten Vertriebsstellen recycelt. Bitte werfen Sie der Umwelt zuliebe die Altbatterie nicht weg in den Kehricht.

Ladegerät-Verwendung:

1. Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Nenneingangsspannung (100–240V) des Ladegeräts und die Netzspannung übereinstimmen. Wenn das Fahrzeug aufgeladen werden muss, schließen Sie zuerst die Batterie an das Ladegerät an und schließen Sie dann das Ladegerät an eine Wechselstromquelle an. Die rote Ladeanzeige bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird. Sobald es beginnt grün zu leuchten, dauert es noch 15 Minuten bis die Batterie vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 2–4 Stunden (abhängig von der Restbatterie).

Worauf Sie beim Laden Aufpassen müssen:

1. Während des Ladevorgangs bitte an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahren.
2. Es wird empfohlen, das Gerät nur zu verwenden wenn es vollständig aufgeladen ist.
3. Verwenden Sie keine Ladegeräte von anderen Herstellern, und andere als die original beiliegenden Batterien sind nicht für die Verwendung des Ladegeräts geeignet.
4. Zerlegen Sie nicht das Ladegerät, da es einen Hochspannungsschaltkreis enthält.
5. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit oder Metallpartikel in das Ladegerät eindringen, und vermeiden Sie jegliche Stürze und Stöße, um während der Verwendung und Lagerung keine Schäden zu verursachen.
6. Befestigen Sie beim Laden keine Gegenstände.
7. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es abschalten, und die komplett aufgeladene Batterie zur Lagerung zur Seite legen. Laden Sie die Batterie mindestens alle drei Monate auf.

Wie H3TS+ gefahren wird:

1. Der Fahrer sollte nach dem Sitz nehmen den Sicherheitsgurt anlegen.
2. Drücken Sie die Starttaste, worauf die 5–stufige Ladungsanzeige eingeschaltet wird oder langsam zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie die Wippe langsam nach vorne, bis Sie das Geräusch der elektromagnetischen Bremse hören. Jetzt sollte H3TS+ beginnen sich vorwärts zu bewegen. Auf ähnliche Weise können Sie die Wippe nach hinten / links / rechts schieben oder ziehen, H3TS+ wird sich dementsprechend rückwärts / links / rechts bewegen.
4. Stellen Sie die Geschwindigkeit ein, um die Fahrgeschwindigkeit je nach Straßenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen und persönlichen Vorlieben einzustellen.
5. Wenn Sie anhalten möchten, lassen Sie die Betriebswippe los, und sie wird in die mittlere Position gedreht. Wenn Sie elektromagnetische Geräusche hören, bedeutet dass, das H3TS+ ständig am bremsen ist.
6. Achten Sie beim Zurückfahren auf die gesamte Umgebung. Ziehen Sie die Wippe langsam nach hinten und H3TS+ wird sich rückwärts bewegen.

Airwheel behält sich das Recht vor alle Bedingungen dieses Benutzerhandbuchs endgültig zu interpretieren.

App-Download (optional)




QR-Code zum Download scannen


*Gilt für Android 4.3 oder höher, iOS 7.0 oder höher.


APP Anweisungen

1. Schalten Sie den H3TS+-Netzschalter ein und starten Sie die App und schalten Bluetooth an.
2. Klicken Sie auf die Suchschaltfläche und führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung herzustellen (das Kennwort ist 11111111).
3. Konsultieren Sie die offizielle Website oder rufen Sie für weitere Infos per Telefon an.




Klicken Sie in der App-Benutzeroberfläche auf den intelligenten Scooter.




Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen" oder .




"Airwheel in der Nähe suchen" und klicken Sie auf das gesuchte Airwheel-Modell, um eine Verbindung herzustellen.



Geben Sie das Bestätigungskennwort ein: 11111111.




Schalten Sie das Gerät ein und gehen Sie zur Startseite.




Klicken Sie auf die Vorderlicht-Taste, um das Vorderlicht einzuschalten. Klicken Sie auf die Summer-Taste, um den Summton auszulösen.




Wenn H3TS+ ausgeschaltet ist, klicken Sie auf den „Aufklappen“-Knopf , um es automatisch aufklappen zu lassen. Klicken Sie auf die Stopp-Schaltfläche , um das Aufklappen und Zusammenklappen zu beenden.




Wenn das H3TS+ Symbol auf der Startseite angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät fahrbereit ist.




Klicken Sie auf die Hauptschnittstellenaltfläche , um die Seitenleiste zu öffnen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Seitenleiste, um die Fernsteuerungsmittstelle zu öffnen.



Bewegen Sie die Taste, um den intelligenten Scooter vorwärts, rückwärts oder zu fahren oder seitlich zu steuern.



Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler für die Steuerungsgeschwindigkeit und klicken Sie auf das Symbol , um in den manuellen Betriebsmodus zu wechseln.



Airwheel H3TS+

ES MANUAL DE USUARIO

Diagrama



Lista de empaque

H3TS+	1 unidad	Cargador	1 unidad
Manual	1 unidad	Accesorios	1 unidad
Reposacabezas			

guía de desembalaje:

1.Retire la caja de accesorios en la parte trasera de la silla de ruedas

Abra el paquete y sacar la silla de ruedas, y suavemente colóquela en el suelo, retire la caja de accesorios en la parte trasera de la silla de ruedas (Figura 1-1) y quite el cartón encima de la palanca de embrague y ajuste las palancas de embrague izquierda y derecha al modo de motor (Figura 1-2). En la caja de accesorio, tiene el cargador, el controlador, el trasero soporte de pie,el manual, los lazos, y otras herramientas.



1-1



Asa de embrague

1-2

2.Instalación del joystick

El joystick puede instalarse en el reposabrazos izquierdo o derecho, según el hábito del usuario.

- ① Fije la ranura del joystick con un tornillo y apriete el tornillo (imagen 2-1).
- ② Inserte el joystick en la ranura y apriete el tornillo (imagen 2-2).
- ③ Conecte los cables y fijelos con neumáticos de cable (imagen 2-3).



2-1

La ranura del joystick



2-2

El montaje del joystick

El cableado del joystick


Tornillo



2-3

3. Encienda el poder


Tras completar los pasos anteriores, encienda la alimentación. El interruptor de alimentación principal y el puerto de carga se encuentran ubicados detrás de la caja de la batería (imagen 3-1).



4. Desplegar la silla de ruedas


Cuando las luces del panel del controlador se enciendan y escuche un pitido, suelte el botón y espere a que la silla de ruedas se despliegue automáticamente. Una vez que se haya desplegado completamente, presione el botón ③ para salir de desplegar y plegar.

Encienda el interruptor de encendido ④ y comience a usarla (imagen 4-1).



Nota:

Si se produce algún problema debido a las piezas eléctricas deficientes, y la silla de ruedas no puede desplegarse y plegarse, debe usar las herramientas en la caja, remover los tornillos en partes Figura 4-2 (ubicada en la parte trasera de la silla), luego puede manualmente desplegar y plegar la silla de ruedas.



Especificaciones

Los principales parámetros técnicos

Tamaño	1076X620X987mm (tamaño del controlador no incluido)	peso corporal	~28.0kg(sin batería)
Tamaño plegado	842X620X560mm (tamaño del controlador no incluido)	carga máxima	130kg
radio de giro	1.2m	Peso de la batería	3kg
velocidad máxima de estándar	6Km/h	capacidad de escalada	≥ 6°
capacidad de frenado	≤ 1.5m	Capacidad de pendiente	cerca de 9°
Tiempo de carga	cerca de 5H	batería	litio 25.2V 524Wh
Voltaje de entrada	AC110-220V	Temperatura aplicable	-15°C ~50°C
Capacidad de pasar por obstáculos	≥ 40mm	capacidad de pasar por zanja	100mm
rueda delantera	8 pulgadas	rueda trasera	12.5 pulgadas Neumático inflable
Motor	motor de cepillo de doble tracción con interruptor del embrague. Potencia: 200W; Voltaje: 24V;		
función de plegarse de forma automática	se puede plegar y desplegar automáticamente sólo presionando un botón		

Advertencia

Por favor, no tirar las baterías de desechos, a fin de no contaminar el medio ambiente. La batería litio de residuos del producto es para ser reciclada por la empresa o el comerciante, y los puntos de venta designados por el gobierno.


Instalación y uso

1. Instrucciones de desmontaje de la batería

Antes de extraer la caja de la batería, asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté apagado. Desenchufe el conector del bus de la batería (tal y como se muestra en la imagen 1-1), presione el clip de resorte y extraiga la caja de la batería (imagen 1-2). Cuando la batería esté instalada, inserte la caja de la batería hasta que el resorte encaje en la caja de la batería y a continuación, coloque el enchufe del bus de la batería en la entrada bus de la batería.

Nota:

1. Preste atención a la parte frontal y trasera de la caja de la batería, y póngala con el lado de la pegatina mirando hacia arriba.
2. Cuando enchufe y desenchufe el bus de la batería, alinee la ranura de la tarjeta con el saliente (tal y como se muestra en la imagen 1-3).
3. No toque los cables principales ni el puerto de carga con objetos metálicos cuando el interruptor principal de la batería esté encendido para evitar daños a los accesorios y peligro.



2. Interruptor de encendido

Cuando el indicador está encendido, H3TS+ está encendido, y cuando está apaga-do, H3TS+ está apagado.

Consejo: Por favor apague la alimentación para evitar que la batería se descargue demasiado si el usuario no la usa.

3. Instrucciones de carga de la batería

Antes de cargar, conectar primero el cargador de batería con el vehículo, y luego conectar a la alimentación de CA; Al cargar, la ranura de conector del cargador (Figura 3-1) debe estar alineado con las partes salientes en puerto de carga (figura 3-2), se inserta y luego apriete la tapa de fijación. Por favor, al extraerlo, primero aflojar la cubierta, a continuación, desenchufar el cargador.



4. Intercambio de joystick izquierdo y derecho

Desconecte el cable del joystick (imagen 4-1) y afloje el tornillo para quitar el joystick (imagen 4-2). Retire la muesca de un lateral del joystick (imagen 4-3), gírelo 180 grados a la otra posición del reposabrazos, apriete el tornillo para asegurar el joystick (imagen 4-4) y a continuación inserte el joystick en la muesca. Fije el tornillo (imagen 4-5), reconecte el cableado del joystick y finalmente sujete el cable del joystick con las bridas (imagen 4-6).



5.Las instrucciones del controlador

En cada marcha, el indicador del movimiento del joystick la silla de ruedas es 0-100. 0 significa que la palanca del joystick no tiene acción y 100 significa que la inclinación de la palanca del joystick en una sola dirección es la mayor. Cuanto mayor sea la inclinación, mayor será la velocidad.



Cuando la silla de ruedas se está cargando

1. Conecte el cargador (incluido: cargador, enchufe)
2. Abra el reposabrazos en el lateral del controlador para cargarlo fácilmente
3. Primero conecte el enchufe del extremo de entrada del cargador al conector de carga de la batería correctamente y luego conecte el extremo de entrada del cargador a la fuente de alimentación de CA
4. Cuando el indicador de carga del cargador es rojo, indica que la batería se está cargando. Cuando la luz verde está encendida, se puede cargar completamente en unos 15 minutos.

Precauciones

- Al cargar, alinee la ranura de la tarjeta del enchufe del cargador con la parte elevada del conector de carga para insertar la conexión y luego gire la cubierta fija a la posición adecuada.
- Antes de usar, verifique cuidadosamente si el voltaje de entrada nominal del cargador es consistente con el voltaje de la red
- Antes de usar, verifique cuidadosamente que el enchufe del cargador y el conector del puerto de carga estén secos y completos, y que no haya daños.

• Écran LED

Descripción del equipo/modo de silla de ruedas



La velocidad de la silla de ruedas es ajustable en 5 marchas, D1, D2, D3, D4, D5 DR en el área de marchas/modo significa ingresar al modo de control remoto; DF significa entrar en el modo de plegado; B significa que el Bluetooth de la silla de ruedas se ha conectado a la aplicación o al control remoto inalámbrico Bluetooth; E01–E16 corresponde al código de error; A01–A16 corresponde al código de alarma.

• Ajustar el ángulo del respaldo

Presione el botón "Encender" en el joystick para encender la alimentación, presione brevemente el botón "Salir", la pantalla LED muestra el modo "DT", y el ángulo del respaldo se puede ajustar a través de los botones "Marcha-/Plegar" y "Marcha+/Extender".

1. En el modo "DT", mantenga presionado "Marcha+/Extender", y el respaldo se extenderá hacia atrás
2. En el modo "DT", mantenga presionado "Marcha-/Plegar", el respaldo se pliega hacia adelante

Marcha/modo mensaje de error



estado del respaldo plegado



estado del respaldo desplegado

• Encendido / apagado

Cuando la silla de ruedas esté apagada y no esté plegada, haga clic en Encendido para acceder al modo de espera. (Cuando la silla de ruedas está en modo de espera, control remoto, conducción y empuje, haga clic para acceder al modo apagado).

Observaciones: la silla de ruedas no se puede encender cuando está plegada, y la silla de ruedas debe estar completamente desplegada antes de encenderla.

• Interruptor de luz delantera

Asegúrese de que tanto la alimentación de la caja de batería como el controlador estén encendidos, luego presione el interruptor de luz para encender luz delantera y presiónelo nuevamente para apagarla.

• botón de bocina

presione este botón, y hace sonar el zumbador; suéltelo, y zumbador deja de sonar.

• Salga del modo de extensión/contracción

Cuando la silla de ruedas esté en modo de plegado/desplegado, haga clic en el botón para dejar de extender o plegar y entrar en el estado de apagado.

Observaciones: Si el joystick o cualquier tecla no se utiliza durante 5 minutos, el controlador se apagará automáticamente (pantalla apagada/luces apagadas) y la silla de ruedas se puede volver a controlar haciendo clic en el botón de interruptor del joystick.

• marcha + / Extender

En el estado de apagado, presione el botón durante 2 segundos, la silla entra en el modo de extensión / contracción. Suéltelo para extender.

En el modo de extensión / contratación, haga clic en el botón para detener la extensión si está extendiendo.

Cuando la contratación se detiene, haz clic para extender

En el modo listo, modo de control remoto y modo de conducir, haga clic en el botón de marcha para aumentar una marcha.

• marcha- (desacelerar)/Contraer

En el estado de apagado, presione el botón durante 2 segundos, la silla entra en modo de extensión / contracción. Libérela para contratarse.

En el modo de extensión / contratación, haga clic en el botón para detener la contratación si se está contrayendo. Cuando la extensión está parada, haga clic para contraer.

En el modo listo, modo de control remoto y modo de conducir, haga clic en el botón de marcha para disminuir una marcha.

Nota: durante el proceso de plegado, mueva el joystick o haga clic en cualquier tecla para detener el plegado

- Modo apagado: el interruptor de encendido de la caja de la batería está encendido, el interruptor de encendido del joystick está apagado y la pantalla LED está apagada.
- Modo de espera: presione el botón de encendido, la pantalla LED siempre está encendida, sin ninguna operación humana.
- Modo de conducción: presione el botón de encendido, la pantalla LED siempre está encendida y use el joystick para hacer que la silla de ruedas se mueva.

Cómo usar el controlador

El controlador sirve para operar la H3TS+ a mover hacia adelante, hacia atrás, girar a la izquierda y derecha, acelerar, desacelerar y detener. Después de abrir el interruptor de encendido, empujar de forma vertical hacia adelante la palanca de operación, y la H3TS+ se mueve hacia adelante. Cuando la empuja hacia adelante más, la velocidad es más rápida. Cuando suelta la palanca de operación, se desacelerará el vehículo, cuando la suelta totalmente y la palanca de operación se restablece, se detiene la H3TS+ y está en el estado de frenado. Cuando tira hacia atrás la palanca de operación, se mueve el vehículo hacia atrás. Cuando la tira hacia atrás más, la velocidad hacia atrás es más rápida. Cuando suelta la palanca de operación, se desacelerará el vehículo y cuando la suelta totalmente, la palanca de operación se restablece, H3TS+ se detiene y está en el estado de frenado.

Del mismo modo, cuando empuja la palanca de operación hacia izquierda o derecha, la H3TS+ mueve hacia izquierda o derecha. Cuando la empuja más, tiene más rápida velocidad. Cuando suelta la palanca de operación, se desacelera el vehículo. Cuando la suelta completamente y la palanca de operación se restablece, el vehículo deja de moverse, y está en el estado de frenado.



Mover hacia adelante:
Empujar la palanca de operación hacia adelante, y la H3TS+ se mueve hacia adelante.



Mover hacia atrás:
Empujar la palanca de operación hacia atrás, y la H3TS+ se mueve hacia atrás.



Mover hacia izquierda:
Empujar la palanca de operación hacia izquierda, y la H3TS+ se mueve hacia izquierda.



Mover hacia derecha:
Empujar la palanca de operación hacia derecha, y la H3TS+ se mueve hacia derecha.

6. Operar la palanca de embrague

Tire la palanca de embrague a la posición abierta, luego el freno de H3TS+ no funcionará, la H3TS+ puede ser empujado por la gente (no importa si H3TS+ está encendido o apagado, la gente puede hacerlo), cuando tira la palanca de embrague a la posición de cierre, nadie puede empujar H3TS+.

Modo eléctrico



Asa de embrague izquierdo

El modo eléctrico es como se muestra en la imagen de la izquierda. Empuje el asa hacia arriba para cambiar al modo manual.



Asa de embrague derecho

El modo eléctrico es como se muestra en la imagen de la derecha. Empuje el asa hacia arriba para cambiar al modo de empuje manual.

Modo eléctrico



La palanca del embrague mecánico tiene que estar en modo eléctrico, lo que significa que H3TS+ está frenando, y luego el usuario puede conducir H3TS+. Se prohíbe usar esta función, en pendiente hacia arriba y atrás para garantizar seguridad del usuario y H3TS+.


7. Instalación y uso del reposacabezas

Sujete las hebillas de fijación de metal ① y ② en la parte de metal ③ del reposacabezas y la varilla de metal ④ del respaldo de la silla de ruedas respectivamente, y apriete lentamente los tornillos hacia arriba como se muestra en la figura, ajuste el reposacabezas en la posición adecuada mientras lo aprieta, y luego apriete completamente los tornillos.



Precauciones:

1. Al instalar, preste atención a la dirección de la hebilla de fijación. Como se muestra en la figura, la bayoneta izquierda corresponde a la varilla metálica del respaldo de la silla de ruedas ④, y la bayoneta derecha corresponde a la parte metálica del reposacabezas ③.
2. Al instalar, coloque la parte ② en la posición superior.



8.Precauciones de reposabrazos



- Mantenga presionado el botón del reposabrazos (ver figura 8-1) mientras que tira el reposabrazos hasta 90° (ver figura 8-2)

- Restablezca el reposabrazos hacia abajo y complete la fijación (ver figura 8-3), que es el estado de uso normal (ver figura 8-4)

9.Pata de apoyo trasera (opcional)



9-1

Orificio reservado

Botón de pata trasera



9-2

Soporte trasero



9-3

Rueda estabilizadora



9-4

Soporte trasero

Instalación de la pata de soporte trasero: mantenga presionado el botón de la pata de soporte trasero (imagen 9-1), introduzca la pata de soporte trasero en el orificio reservado (imagen 9-1) y suelte el botón de la pata de soporte trasero una vez que esté sujeto. La instalación se ha completado. Retirada de la pata de soporte trasero: mantenga presionado el botón de la pata de soporte trasero y retire la pata de soporte al mismo tiempo.

Nota: cuando la rueda de soporte trasera se instala hacia abajo, puede usarse como rueda estabilizadora (imagen 9-3). Cuando la rueda de soporte trasera se instala hacia arriba (imagen 9-2) puede usarse como soporte trasero. Vea el uso final de la pata (imagen 9-4).

10.Mando a distancia Bluetooth (si tiene esta opción)



Vinculación del mando a distancia Bluetooth

1. Coloque la batería AAA en el mango, enciéndala, la luz verde parpadea una vez en un instante
2. Deje el mando a distancia cerca de la silla de ruedas en un metro, presione brevemente "Botón de encendido", la luz verde está siempre encendida, a continuación presione rápidamente el botón "@", la luz verde comienza a respirar lentamente y entra en la vinculación (no mueva el joystick durante el proceso de vinculación);
3. Una vez que la vinculación sea exitosa, la luz verde parpadeará rápidamente. Tras unos segundos, encienda la silla y entra al modo de mando a distancia. Ahora el mando a distancia deja de parpadear y se enciende 0.5 segundos y a continuación se apaga.

Cómo usar el mando a distancia Bluetooth

1. Presione el joystick, podría controlar la silla de ruedas para corra, se pare y gire normalmente, y la luz indicadora del mando a distancia se apaga, presione brevemente el "botón grande del lado superior", la bocina suena, presione brevemente el "botón grande del lado inferior", las luces se enciende; la luz verde parpadea una vez cada 5 segundos cuando está en modo mando a distancia.
Presione brevemente el botón "C", la silla de ruedas cambiará a la velocidad más alta (5) y presione el botón "D", la silla de ruedas cambiará a la velocidad más baja (2).
3. Presione brevemente o mantenga presionado el "Botón de encendido" y suéltelo, la luz del joystick de la silla de ruedas se apagará y apagará, a continuación presione brevemente o mantenga presionado el "Botón de encendido" y suéltelo, la silla de ruedas se encenderá automáticamente en 3–5 segundos.
Tras los pasos anteriores, presione brevemente o mantenga presionado el "Botón de encendido" y suéltelo, la silla de ruedas se apagará. Ahora mantenga presionado el botón "B", la silla de ruedas entrará automáticamente al modo de plegado y comenzará a plegarse, a continuación suelte el botón y presione brevemente el botón "B", el plegado se pausa y a continuación, presione brevemente "A", la silla se desplegará. Una vez que se ha expandido completamente, presione brevemente el botón "@", la silla de ruedas sale del modo de plegado, el joystick se apagada y la luz se apagada.

Indicador remoto de Bluetooth

1. Presione brevemente o mantenga presionado el "Botón de encendido" y suéltelo, la silla de ruedas se enciende, mantenga presionado el botón "B", tras unos segundos, la luz roja parpadea una vez, sale del modo de control remoto y pasa al modo de suspensión, presione brevemente el "Botón de encendido", el control remoto se activará, la luz verde parpadeará rápidamente, el mando a distancia conectará automáticamente la silla de ruedas tras unos segundos y la silla de ruedas se encenderá automáticamente.
Tras encenderlo, presione el joystick remoto Bluetooth y suéltelo, de ahora en adelante, aproximadamente 2 minutos
3. después, el mando a distancia entrará automáticamente en modo de suspensión y la luz roja parpadea una vez. Cuando el voltaje de la pila seca es mejor de 2,1 V, el mando a distancia Bluetooth estará en estado de batería baja y la luz roja continuará parpadeando.

Seguridad

Lea atentamente el Manual de usuario y siga los requisitos de conducción durante el recorrido en H3TS+. Por favor, no la utilice hasta que el usuario haya leído el Manual del Usuario cuidadosamente y haya aprendido bien el funcionamiento. No lo preste a aquellos que no pueden manipular esta H3TS+.

Nota Importante:

Es necesario mucha práctica para captar la habilidad antes de manejar H3TS+ de forma segura. Si no eres experto o no sigues el manual del usuario de este producto, puede causar lesiones o pérdida de propiedad del usuario o otras personas. Nuestra compañía sólo toma la responsabilidad por defectos o daños del producto y NO somos responsables de lesiones personales o pérdida de propiedad relacionadas con el uso del producto.

Requisitos antes de usar el producto:

1. Debe conocer y cumplir con las leyes locales de tráfico.
2. H3TS+ pertenece al vehículo no motorizado y está diseñado especialmente para ancianos y personas con problemas de movilidad. No se necesita licencia de conducir de acuerdo con la ley de tránsito, pero el conductor de H3TS+ tiene que cumplir con las mismas reglas de tránsito que se aplican a los peatones. Por favor, conduzca H3TS+ en carril peatonal o carril para bicicletas.
 - ① Debe conocer las señales de tráfico de peatones.
 - ② Al conducirlo en el camino, no girar de repente para cruzar el camino.
3. Operación de práctica.

Antes de operar el vehículo por primera vez, debe conocer las diversas funciones del vehículo. Debe practicar las operaciones de mover hacia adelante, acelerar, desacelerar, parar, retroceder, viajar en cuesta arriba, cuesta abajo, girar, etc, en lugares seguros con buena condición de tierra y poca gente, y después de dominar bien toda la operación y luego puede manejarlo en camino.
4. Cuando viaje por primera vez en la carretera, si es posible, por favor ir acompañado por alguna persona familiarizada con este vehículo, para garantizar la seguridad.

5. Las personas bajo efecto de alcohol, de fatiga excesiva o con limitado comportamiento o reactividad no deben conducir esta H3TS+ para garantizar la seguridad.
6. Por favor asegúrese de que el usuario no tiene ninguna enfermedad mental, ni otras enfermedades que son posibles de aparecer de repente durante la conducción, y el usuario no debe tener ninguna condición de ser posible de perder la capacidad operativa a usar esta H3TS+ seguramente.
7. Si usted está tomando medicamentos, consulte con su médico si el medicamento tendrá afecto negativo a su uso seguro de la H3TS+ .
8. Debe revisar si la condición del vehículo está buena, por ejemplo, si el freno y varias propiedades son normales, si la silla está fijada, si la batería está en buen estado de alimentación.
9. No debe modificar este vehículo sin autorización de nuestra empresa.



- En ningún momento, el sistema eléctrico del vehículo no debe estar expuesto a un ambiente húmedo (tales como lluvia, nieve, niebla, etc.), no lavar el vehículo con agua, porque esto puede dañar el sistema eléctrico. Como ya está mojado, sólo podría usarse después de haber sido secado y confirmado para buenas condiciones.
- No conducirlo en malas condiciones climáticas, tales como lluvia, nieve, niebla, vientos fuertes, temperaturas por debajo de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o por encima de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, y así sucesivamente. Si conducirlo en esta conducción, puede haber daños en el sistema eléctrico, causando fallo de control.
- No conducirlo en desierto, arena ni caminos con lodo, agua estancada, hielo o camino muy liso, tierra salina a fin de no afectar el rendimiento de la conducción del vehículo.

Atenciones durante la operación:

1. Esta H3TS+ es para un sólo usuario, no debe llevar pasajeros.
2. Este producto no puede usar como un equipo de mover o cargar cargas.
3. El usuario debe sentarse en la silla y manejar la palanca de operación con mano para conducirlo.
4. No haga conducción serpentina, giros bruscos de alta velocidad, no incline el cuerpo, para evitar el vuelco del
5. vehículo.
En terreno irregular o inestable (como hierba), calles concurridas, centros comerciales parques, por favor mantener
6. alta atención, debe reducir la velocidad y viajar a velocidad baja.
Durante la conducción, no debe usar teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación inalámbrica. Estos dispositivos sólo pueden ser utilizados cuando detiene la H3TS+ en un lugar seguro y corta la fuente de alimentación
7. Cuando mueve hacia atrás, por favor, preste atención al tráfico, multitud alrededor y debe mover a velocidad baja.
Cuando sale de la puerta, el ascensor, por favor conducirlo lentamente, se prohíbe usar escalera mecánica con este
8. producto.
Cuando conduce en cuesta abajo o arriba, mantener alta atención, mantener la cinturón de seguridad fijada, y en
9. baja velocidad lineal, y no puede subir a la pendiente que supera el límite de pendiente del producto.
10. No conducir a alta velocidad cruzando pendiente de más de 5 grados.
11. No tratar de pasar obstáculos o escaleras de más de 4 cm, lo puede hacer que el vehículo no pueda moverse hacia
12. adelante, y en esta condición debe soltar inmediatamente la palanca operativa.
13. No pasar zanja de ancho más de 10 CM, cuando pasa zanja de ancho menos 10 CM, debe mantener la dirección vertical.
Cuando conduce a través de la encrucijada, debe cumplir con las normas de tráfico, no pasarla cuando en luz roja,
14. cuando cruza la vía del tren, debe parar y observar las condiciones del entorno, luego cruzarlo lentamente en una dirección en ángulo recto con el carril de tren, a fin de evitar caerse en la pista zanja.
15. No deliberadamente encender y apagar el interruptor de alimentación con frecuencia y no iniciar o detener la H3TS+ con frecuencia.
16. No preste la H3TS+ a la persona quien nunca ha utilizado o no está familiarizada con este vehículo; no deje que los niños jueguen con el interruptor de encendido y la palanca de operación.
No usar este vehículo con demasiada carga (más de 130 KG).



En funcionamiento, cuando suelta la palanca de operación y la palanca regresa a la posición central, si la H3TS+ todavía no puede detener el movimiento, debe apagar inmediatamente el interruptor de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.

Atenciones después de la operación:

1. Si no va usar la H3TS+ continuamente por más de 48 horas, debe apagar el interruptor de alimentación.
2. Cuando mueve este producto a otros vehículos, asegúrese de que la batería está fija.

Uso de la batería:

1. Carga la batería suplementaria: si este producto sale de fábrica por corto tiempo, el usuario puede utilizarlo directamente, si ha salido de fábrica por largo tiempo (2 meses o más), la potencia de batería se pierde durante el almacenamiento y el transporte, la batería debe ser complementada cargada antes de usarlo. El método de carga es conectar el enchufe del cargador original del producto al puerto de carga de la batería, y luego conectarlo a la energía AC100–240V por 5 horas hasta que el indicador de cargador muestra que está llena.
2. Carga de batería normal: el funcionamiento de la H3TS+ eléctrica es la descarga de la batería, y después de la operación del producto, debe cargarla inmediatamente.
Por favor apague la energía cuando no la conduce.
3. Los conectores de la caja de batería debe fijarse estrechamente de acuerdo con los requisitos(antes de salir de fábrica, la línea de conexión de caja de batería ha sido conectada de manera confiable). La conexión suelta o incorrecta causará que las partes relacionadas son anormales y provocan daños graves.
4. La batería de litio no puede acercarse a fuente de calor de alta temperatura o fuego, no puede tirar las baterías al agua, se prohíbe colocar batería bajo alta temperatura en el sol.
5. La batería de litio está encerrada correctamente en parte interna, no desmontarla ni descomponerla.
6. Para las baterías de desecho, debe entregarla al organismo de reciclaje o comerciante de automóviles eléctricos, no triarla a fin de evitar la contaminación

Uso de Cargadores :

1. Compruebe cuidadosamente si el voltaje de entrada nominal del cargador (AC100–240V) y el voltaje de la red son consistentes.

2. Cuando el vehículo necesita ser cargado, debe primero conectar el cargador a la batería, luego conectar toma de carga de batería a través de la alimentación de CA, y cuando el indicador de carga es luz roja, lo que indica que la batería se está cargando, cuando la luz se convierte en verde, luego necesita 15 minutos a cargarla por completo. El tiempo de carga es de aproximadamente 2–4 horas (dependiendo de la potencia restante de la batería).

Notas en la carga:

1. Durante la carga, ponerlo a un lugar donde los niños no pueden tocar.
2. No se recomienda usarlo cuando no está completamente cargado.
3. No utilice cargador de otra marca, otros tipos de baterías no deben utilizar este cargador de baterías.
4. El cargador tiene en dentro el circuito de alta tensión, no lo desmonte.
5. Evitar que metal o líquido penetre en el interior del cargador durante uso y almacenamiento y lo protege contra caída e impacto para evitar daños.
6. Durante la carga, no colocar ninguna cosa en superior del cargador.
7. Requiere cargarla completamente y apagar la energía antes del almacenamiento. Cargarla dentro de cada tres meses.

Cómo conducir esta H3TS+:

1. Después de que el usuario sentarse en el producto, debe fijar bien los cinturones de seguridad.
2. Encienda el interruptor de encendido, luego la pantalla de volumen de carga de 5 niveles estará encendida o parpadeando lentamente.
3. Empujar lentamente la palanca de mando hacia adelante hasta que escuche el sonido del freno electromagnético, en cuyo caso la H3TS+ debe ser capaz de comenzar a moverse hacia adelante. Del mismo modo, empuje o tire la palanca de mando hacia atrás / izquierda / derecha, la H3TS+ se moverá hacia atrás / izquierda / derecha.
4. Ajuste el botón de nivel de velocidad para regular la velocidad de conducción de acuerdo con las condiciones de la carretera, condiciones circundantes y preferencias personales.
5. Cuando quiere detenerse, suelte la palanca operacional y la palanca se volverá a la posición central. Entonces podía escuchar el sonido electromagnético pronto, y esto significa que H3TS+ está frenando de manera estable.
6. Cuando mueve hacia atrás, prestar atención a las condiciones del entorno. Tirar hacia atrás lentamente, la H3TS+ puede mover hacia atrás.

Airwheel reserva el derecho de interpretación final de todos los términos y condiciones de este Manual de Usuario.

Descargar APP(opcional)




Escanear la imagen para descargar


*Soportar Android 4.3 o superior, iOS 7.0 o superior.


Instrucciones de APP

1. Encender el interruptor de alimentación H3TS+, y encender APP, así como Bluetooth.
2. Hacer clic en el botón de buscar y hacer los siguientes puntos para conectar (contraseña es 11111111).
3. Puede consultar en la página oficial o hacernos llamadas para obtener más detalles.




Hacer clic en el scooter inteligente en la interfaz de APP.




Hacer clic en el botón de buscar o  .




Buscar Airwheel cercana, hacer clic en el modelo encontrado Airwheel para conectar.





Introducir la contraseña 11111111 para conectar.







Encienda e ingrese a la página de inicio




Haga clic en el botón  de luz delantera para encender la luz delantera. Haga clic en el botón de bocina , se escuchará un zumbido.





Cuando H3TS+ está apagada, haga clic en el botón  de contratación y se contraerá automáticamente. Haga clic en el botón  de extensión y se extenderá automáticamente. Haga clic en el botón  de detener, dejará de contraerse o extenderse.





Cuando el icono H3TS+ aparece en la página de inicio, significa que está listo para conducir.




Hacer clic en el botón  de interfaz principal para abrir la barra lateral.





Hacer clic en el botón  de control remoto en la barra lateral para abrir la interfaz de control remoto.



Mover el botón  para operar el scooter inteligente para mover hacia adelante, hacia atrás o girar.



Deslizar  para controlar la velocidad. Haga clic en el icono  para cambiar el modo de operación.

